


## Cryoboîtes 136 x 136 mm en carton hydrofuge avec revêtement imperméable additionnel

- cryoboîtes en carton hydrofuge
- revêtement résistant à l'eau
- plusieurs couleurs et hauteurs au choix
- séparateurs au choix



cryoboîtes sans séparateur		hauteur 25 mm	hauteur 32 mm	hauteur 50 mm	hauteur 75 mm	hauteur 100 mm	hauteur 130 mm
○	blanc	NL19110	NL19210	NL19310	NL19410	NL19510	NL19610
●	bleu	NL19111	NL19211	NL19311	NL19411	NL19511	NL19611
●	vert	NL19112	NL19212	NL19312	NL19412	NL19512	NL19612
●	rouge	NL19114	NL19214	NL19314	NL19414	NL19514	NL19614
●	jaune	NL19115	NL19215	NL19315	NL19415	NL19515	NL19615

### compatibilité avec séparateurs

hauteur des séparateurs préconisée	15 mm	25 mm	25 et 30 mm	30 et 40 mm	40 et 65 mm	65 et 80 mm
------------------------------------	-------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

séparateur	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 42,9 mm	NL18110	NL18210	NL18310	NL18410	NL18510	NL18610
16 divisions pour tubes de Ø 32 mm	NL18111	NL18211	NL18311	NL18411	NL18511	NL18611
25 divisions pour tubes de Ø 25,5 mm	NL18112	NL18212	NL18312	NL18412	NL18512	NL18612
36 divisions pour tubes de Ø 21 mm	NL18113	NL18213	NL18313	NL18413	NL18513	NL18613
49 divisions pour tubes de Ø 17,9 mm	NL18114	NL18214	NL18314	NL18414	NL18514	NL18614
64 divisions pour tubes de Ø 15,7 mm	NL18115	NL18215	NL18315	NL18415	NL18515	NL18615
81 divisions pour tubes de Ø 13,9 mm	NL18116	NL18216	NL18316	NL18416	NL18516	NL18616
100 divisions pour tubes de Ø 12,5 mm	NL18117	NL18217	NL18317	NL18417	NL18517	NL18617
121 divisions pour tubes de Ø 11,2 mm	NL18118	NL18218	NL18318	NL18418	NL18518	NL18618
144 divisions pour tubes de Ø 10,2 mm	NL18119	NL18219	NL18319	NL18419	NL18519	NL18619
169 divisions pour tubes de Ø 9,4 mm	NL18120	NL18220	NL18320	NL18420	NL18520	NL18620
196 divisions pour tubes de Ø 8,7 mm	NL18121	NL18221	NL18321	NL18421	NL18521	NL18621
225 divisions pour tubes de Ø 8 mm	NL18122	NL18222	NL18322	NL18422	NL18522	NL18622
256 divisions pour tubes de Ø 7,5 mm	NL18123	NL18223	NL18323	NL18423	NL18523	NL18623