

BOÎTES DE PÉTRI EN VERRE

Boîtes de Pétri en verre borosilicaté 3.3



- excellente planéité
- exemptes de bulles et d'inclusions

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø40x12mm	FS70500	les 18
Ø50x12mm	FS70502	les 18
Ø60x12mm	FS70504	les 18
Ø60x15mm	FS70506	les 18
Ø70x15mm	FS70507	les 18
Ø80x15mm	FS70508	les 18
Ø90x15mm	FS70509	les 18
Ø100x10mm	FS70511	les 18
Ø100x15mm	FS70513	les 18
Ø100x20mm	FS70510	les 18
Ø120x20mm	FS70512	les 18
Ø150x25mm	FS70515	les 18
Ø180x30mm	FS70516	les 10
Ø200x30mm	FS70517	les 10

Boîtes de Pétri en verre sodocalcique



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 40 x 12 mm	TD4215	les 40
Ø 60 x 15 mm	TD4216	les 30
Ø 80 x 15 mm	TD4217	les 36
Ø 90 x 15 mm	TD4218	les 36
Ø 100 x 15 mm	TD4220	les 36
Ø 100 x 20 mm	TD4221	les 36
Ø 120 x 20 mm	TD4222	les 72
Ø 150 x 25 mm	TD4223	les 36
Ø 180 x 30 mm	TD4224	les 6
Ø 200 x 30 mm	TD4225	les 6
Ø 200 x 50 mm	TD4226	les 6

Boîtes de Pétri en verre sodocalcique



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø40x12mm	GW2924	les 10
Ø60x15mm	GW2925	les 10
Ø80x15mm	GW2926	les 10
Ø90x15mm	GW2927	les 10
Ø100x10mm	GW2928	les 10
Ø100x15mm	GW2929	les 10
Ø100x20mm	GW2930	les 10
Ø120x20mm	GW2931	les 10
Ø150x25mm	GW2932	les 10
Ø180x30mm	GW2933	les 10
Ø200x30mm	GW2934	les 10

Boîtes de Pétri en verre sodocalcique



- en verre sodocalcique de troisième classe hydrolytique
- exempt de cadmium et de plomb
- partie inférieure et couvercle très plat pour l'étalement uniforme des milieux nutritifs et liquides
- distorsions optiques minimisées
- stérilisables jusqu'à +121°C

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 60 x 15 mm	MR3351	les 144
Ø 80 x 15 mm	MR3352	les 144
Ø 100 x 20 mm	MR3354	les 72
Ø 120 x 20 mm	MR3355	les 72
Ø 150 x 25 mm	MR3356	les 72
Ø 180 x 30 mm	MR3357	les 10
Ø 200 x 30 mm	MR3358	les 10