

BOÎTES DE PÉTRI EN VERRE

Boîtes de Pétri en verre borosilicaté 3.3



- surfaces extérieures et intérieures du corps et du couvercle parfaitement planes, exemptes de bulles et d'inclusions
- usage intensif
- excellentes propriétés géométriques : distribution homogène du bouillon de culture, croissance reproductible

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 60x20 mm	GW2918 les 10	
Ø 80x20 mm	GW2919 les 10	
Ø 100x15 mm	GW2920 les 10	
Ø 100x20 mm	GW2921 les 10	
Ø 120x20 mm	GW2922 les 10	
Ø 150x27 mm	GW2923 les 10	

Boîtes de Pétri en verre borosilicaté 3.3

PYREX®



- résistant chimiquement
- supporte de nombreux autoclavages
- épaisseur de parois uniforme
- qualité optique excellente et durable

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 60x20 mm	SW5401 les 10	
Ø 80x20 mm	SW5402 les 10	
Ø 100x20 mm	SW5403 les 10	
Ø 120x20 mm	SW5404 les 10	
Ø 150x30 mm	SW5405 les 10	

Boîtes de Pétri en inox



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 100x15 mm	BC8541 l'unité	
Ø 60x20 mm	BC8635 l'unité	
Ø 75x20 mm	BC8636 l'unité	
Ø 90x20 mm	BC8637 l'unité	
Ø 120x20 mm	BC8638 l'unité	

Boîtes de Pétri en verre borosilicaté 3.3



- résistant chimiquement
- supporte de nombreuses stérilisations, à froid ou à chaud

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 60x15 mm	CT4801 les 12	
Ø 75x15 mm	CT4802 les 12	
Ø 90x18 mm	CT4803 les 12	
Ø 100x20 mm	CT4804 les 8	