

Incinérateur de bactéries

- ▶ tête à angle réglable (selon modèle)
- ▶ stérilisation en 5 à 7 secondes
- ▶ appareils compacts



- tube chauffant en céramique
- cylindre de protection en acier inoxydable
- idéal pour l'utilisation en chambre aérobique ou anaérobique



	incinérateur angle fixe	incinérateur angle réglable 55°
température	+825°C ±50°C	+825°C ±50°C
dimensions du tube	Ø 14 mm x 150 mm	Ø 14 mm x 150 mm
puissance	170 W	170 W
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
dim. (l x p x h) / poids	185 x 98 x h185 mm / 1,3 kg	159 x 100 x h260 mm / 1,5 kg
Stérilisateurs d'anses	TB4250 1	TB4260 2