

## Microcentrifugeuse 5418R refrigérée

- ▶ capacité max. : 18 microtubes x 1,5 / 2 ml
- ▶ 14.000 tr/min, 16.873 g

- température maintenue à 4°C même à vitesse maximale
- deux molettes de réglage
- déverrouillage automatique du couvercle après fonctionnement

<b>vitesse réglable</b>	100 à 14.000 tr/min	
<b>accélération</b>	16.873 g	
<b>vitesse accélération / freinage</b>	13 s	
<b>minuteur</b>	30 s à 10 h, en continu	
<b>niveau sonore</b>	≤ 57 dB	
<b>plage de températures</b>	0°C à +40°C en continu	
<b>capacité / livrée avec</b>	1 rotor, 18 x microtubes 1,5 / 2,0 ml + couvercle	
<b>dimensions (lxpxh) / poids</b>	300 x 460 x 250 mm / 22 kg	
<b>alimentation</b>	230 V - 50 Hz	
<b>Microcentrifugeuse 5418R</b>	DP8600	
<b>rotors</b>		
<b>pour 18 microtubes de 1,5 / 2 ml</b>	DP8610 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	
<b>adaptateurs</b>		
<b>pour microtubes PCR 0,2 ml</b>	DP8505	les 6
<b>pour microtubes 0,4 ml</b>	DP8506	les 6
<b>pour tubes 0,5 ml</b>	DP8507	les 6



- système intégré d'évacuation des condensats
- fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
- arrêt automatique ECO au bout de 8 heures de non-utilisation
- fonction FastTemp pour pré-refroidissement rapide
- livrée avec 1 rotor anti-aérosols pour 18 microtubes x 1,5 / 2 ml

Rotor anti-aérosols  
18 positions (inclus)



## Microcentrifugeuses MiniSpin®

- ▶ MiniSpin® :  
13.400 tr/min, 12.100 g
- ▶ MiniSpin® Plus :  
14.500 tr/min, 14.100 g



Rotor inclus



1

Rotor en option



2

### MiniSpin®

- écran LCD
- encombrement compact
- bol du rotor en métal
- temps de départ et de freinage < 13 s
- fermeture du couvercle en douceur pour un verrouillage ergonomique
- déverrouillage automatique du couvercle après fonctionnement
- livrées avec un rotor pour 12 tubes 1,5 / 2 ml, compatibles avec des adaptateurs pour tubes 0,2, 0,4 et 0,5 ml
- rotor 16 positions en option

### MiniSpin® Plus

- conversion tr/min / xg automatique

	MiniSpin®	MiniSpin® Plus
<b>vitesse réglable</b>	800 à 13.400 tr/min	800 à 14.500 tr/min
<b>accélération</b>	12.100 g	14.100 g
<b>dimensions (lxpxh) / poids</b>	225 x 230 x h130 mm / 3,7 kg	225 x 230 x h130 mm / 4,1 kg
<b>minuterie</b>	15 s à 30 min	15 s à 99 min, en continu
<b>alimentation / puissance</b>	230 V - 50 Hz / 85 W	230 V - 50 Hz / 85 W
<b>capacité / livrée avec <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span></b>	1 rotor 12 tubes 1,5-2 ml + couvercle	1 rotor 12 tubes 1,5-2 ml + couvercle
<b>Microcentrifugeuses Minispin</b>	DP8500	DP8501
<b>accessoires</b>		
<b>rotor 12 positions, 12 tubes 1,5 / 2 ml (de rechange)</b>	DP8510	DP8510
<b>rotor 16 positions, 2 x barrettes PCR</b>	DP8511 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	DP8511 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>
<b>adaptateurs pour tubes PCR 0,2 ml, pour rotors 1,5 / 2 ml</b>	DP8505 les 6	DP8505 les 6
<b>adaptateurs pour microtubes 0,4 ml, pour rotors 1,5 / 2 ml</b>	DP8506 les 6	DP8506 les 6
<b>adaptateurs pour tubes 0,5 ml, pour rotors 1,5 / 2 ml</b>	DP8507 les 6	DP8507 les 6