

### Surchaussures Classic en PP, semelle PE

Cat. I



- dispositif médical de classe 1
- en non tissé polypropylène spunbonded
- semelle en polyéthylène gaufré
- 38 gr
- usage unique
- dim. : 39,5 x h15 cm
- coloris blanc

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○	T.U	BS2690	les 500

### Surchaussures Segeclean à semelles antidérapantes

Cat. I



- en Polyéthylène gaufré 30 g/m<sup>2</sup>, épaisseur 120 µm
- semelle imperméable en gomme de latex
- usage unique
- dim. 39 x h18cm
- élastique de serrage à la cheville
- coloris blanc/vert et blanc/gris

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○●	T.U	BS2610	les 100
○●	T.U	BS2611	les 100

### Surchaussures en PP non tissé



- en polypropylène non tissé 40 g/m<sup>2</sup>
- élastique de maintien à la cheville, sans latex
- couture sous la semelle
- usage unique
- dim. : 41 x h18 cm
- coloris blanc
- emballage par 100

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○	T.U	PR9701	les 2000

### Surchaussures polyéthylène gaufré soudé grande taille

Cat. I



- 100 % polyéthylène gaufré 80 µm
- usage unique
- confection soudée
- dim : 17,5 x h40 cm
- grande taille
- modèle imperméable

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○	XXL	BS2620	les 400

### Surchaussures Tyvek®500 cousues interne

Cat. III

- Conformes aux normes :
- EN 1149-5 (antistatique)
  - EN 14126 (risques biologiques)



- en Tyvek® 500 perméable à l'air
- usage unique
- coutures internes cousues
- traitement antistatique
- longueur 40 cm
- élastique de serrage à la cheville
- coloris blanc

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○	T.U	BS2630	les 400

### Mules anti-glisse



- pour le personnel en zone contrôlée
- semelle en mousse pour réduire le risque de glisse et amortir les chocs
- usage unique
- taille unique
- coloris : bleu/vert, semelles blanches

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○●	T.U	BS2640	les 2000
○●	T.U	BS2641	les 2000