

## Micropipettes capillaires en verre à trait circulaire



- en verre
- conformes à la norme ISO 7550
- usage unique
- longueur 125 mm
- non héparinés
- à partir de 5 µl avec code couleur selon les recommandations ISO
- en boîte distributrice ronde en carton de 125



| marque circulaire à | Ø ext   | Ø int   | réf    | Prix HT  |
|---------------------|---------|---------|--------|----------|
| 1/2/3/4/5 µl        | 1,15 mm | 0,29 mm | MR3471 | les 1000 |
| 10 µl               | 1,25 mm | 0,46 mm | MR3472 | les 1000 |
| 20 µl               | 1,60 mm | 0,64 mm | MR3473 | les 1000 |
| 50 µl               | 1,50 mm | 0,86 mm | MR3474 | les 1000 |
| 100 µl              | 1,70 mm | 1,19 mm | MR3475 | les 1000 |

## Tubes capillaires pour gaz de sang



- en verre à paroi épaisse
- extrémités polies au feu
- pour l'analyse des gaz du sang, en particulier de l'oxygène et du dioxyde de carbone
- avec héparine et sodium
- usage unique
- en flacon distributeur de 250 pièces



| capacité | long.  | Ø ext.  | héparine  | réf.   | Prix HT  |
|----------|--------|---------|-----------|--------|----------|
| 82,5 µl  | 75 mm  | 1,75 mm | 240 iu/ml | MR3461 | les 1000 |
| 130 µl   | 75 mm  | 2,3 mm  | 80 iu/ml  | MR3462 | les 1000 |
| 175 µl   | 100 mm | 2,3 mm  | 80 iu/ml  | MR3463 | les 1000 |
| 220 µl   | 125 mm | 2,3 mm  | 80 iu/ml  | MR3464 | les 1000 |
| 137,5 µl | 125 mm | 1,75 mm | 80 iu/ml  | MR3465 | les 1000 |

## Tubes capillaires à usage unique



- en verre DURAN®
- marquage annulaire : numéro de lot, date de péremption, norme
- conformes à la norme ISO 7550
- dispositifs médicaux selon IVD 98/79 CE



| volume                       | précision | nombre de traits | référence | Prix HT |
|------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 µl         | 0,3 %     | 5                | HL7520    | les 250 |
| 10 µl                        | 0,25 %    | 1                | HL7521    | les 250 |
| 20 µl                        | 0,25 %    | 1                | HL7522    | les 250 |
| 25 µl                        | 0,25 %    | 1                | HL7523    | les 250 |
| 40 µl                        | 0,25 %    | 1                | HL7524    | les 250 |
| 44,7 µl                      | 0,25 %    | 1                | HL7525    | les 250 |
| 50 µl                        | 0,25 %    | 1                | HL7526    | les 250 |
| 100 µl                       | 0,25 %    | 1                | HL7527    | les 250 |
| 200 µl                       | 0,25 %    | 1                | HL7528    | les 100 |
| 5 - 10 µl                    | 0,25 %    | 2                | HL7529    | les 250 |
| 20 - 40 µl                   | 0,25 %    | 2                | HL7530    | les 250 |
| 50 - 100 µl                  | 0,25 %    | 2                | HL7531    | les 250 |
| 100 - 200 µl                 | 0,25 %    | 2                | HL7532    | les 100 |
| <b>capillaires héparinés</b> |           |                  |           |         |
| 44,7 µl                      | 0,25 %    | -                | HL7533    | les 250 |