

LAMES ADHÉSIVES COLORÉES



I

Immunohistochimie et hybridation in situ.

- dimensions : 76 x 26 mm, épaisseur: 1 mm (±0,05 mm)
- adhérence des tissus grâce à la charge positive sur les 2 faces des lames : ancrage fiable empêchant les sections de tissu de flotter
- zone de marquage colorée de 20 mm compatible avec la plupart des types d'imprimantes et avec des marqueurs permanents
- conformes à la norme DIN ISO 8037/1
- verre borosilicaté transparent de haute qualité optique, conforme à la classe hydrolytique 1, exempt d'impureté
- autoclavables
- pré-nettoyées et prêtes à l'emploi
- bords droits (90°), rodés sans éclats et parfaitement propres

Lames colorées adhésives Histobond®



Les lames Histobond®+S offrent une charge positive considérablement plus élevée que les lames Histobond®+ classiques, ceci améliore l'adhérence des coupes de tissu au verre même dans des conditions moins favorables, par exemple lors de l'utilisation de réactifs alcalins.

référence	lames adhésives Histobond®+				lames adhésives Histobond®+S			
	Coin 90°		Coin 45°		Coin 90°		Coin 45°	
plage dépolie BLANCHE	MF1410	les 100	MF1510	les 100	MF1610	les 100	MF1710	les 100
plage dépolie JAUNE	MF1411	les 100	MF1511	les 100	MF1611	les 100	MF1711	les 100
plage dépolie VERTE	MF1412	les 100	MF1512	les 100	MF1612	les 100	MF1712	les 100
plage dépolie BLEUE	MF1413	les 100	MF1513	les 100	MF1613	les 100	MF1713	les 100
plage dépolie ROSE	MF1414	les 100	MF1514	les 100	MF1614	les 100	MF1714	les 100
plage dépolie ORANGE	MF1415	les 100	MF1515	les 100	MF1615	les 100	MF1715	les 100

CITOTEST

- pour impression thermique
- surface adhésive hydrophobe
- zone de marquage dépolie, de couleur, profondeur 20 mm, résistant aux produits chimiques
- pour étiquetage conventionnel et marquage par stylo ou imprimantes de code-barres 2D
- dimensions : 25 x 75 mm
- épaisseur : 1,0-1,2 mm
- verre extra blanc
- compatibles imprimantes thermiques :
 - slideMate slide printer (Epredia)
 - signature (Primera)

Lames adhésives Color-PLUS PCL pour IHC qualité Super Grade



référence	réf	Prix HT	réf	Prix HT
coloris plage dépolie	bords rodés coins 90°		bords rodés coins 90°	
automate compatible	Dako Leica		Roche Ventana Dako Leica	
BLANCHE	CT4050	les 72	CT5670	les 72
JAUNE	CT4051	les 72	-	-
VERTE	CT4052	les 72	-	-
BLEUE	CT4053	les 72	-	-
ROSE	CT4054	les 72	-	-
ORANGE	CT4055	les 72	-	-
MARRON	CT4056	les 72	-	-
VIOLETTE	CT4057	les 72	-	-