


BOÎTES DE RANGEMENT POUR LAMES

Boîtes en plastique ABS blanc couvercle à charnière

capacité max.
25 lames
50 lames
100 lames



- en plastique ABS
- couvercle à charnières
- emplacements numérotés dans la base et le couvercle

capacité	dimensions	référence	Prix HT
25 lames	93 x 87 x h32 mm	P25	
50 lames	200 x 89 x h32 mm	P50B	
100 lames	230 x 180 x h35 mm	P100	

Boîte à lames en plastique ABS couvercle à charnière, fermeture métallique

capacité max.
100 lames



- en plastique ABS
- fond en liège
- couvercle à charnières
- fermeture en métal
- fiche index étanche à l'intérieur du couvercle pour l'identification des échantillons
- coloris blanc, autres coloris sur demande

capacité	dimensions	référence	Prix HT
100 lames	230 x 180 x h35 mm	CT3045	

Boîtes à lames en plastique ABS couvercle à charnière, fermeture à pression

capacité max.
12 lames
25 lames
50 lames
100 lames



- en plastique ABS blanc
- fond en liège
- couvercle à charnières
- fermeture à pression
- fiche index étanche à l'intérieur du couvercle pour l'identification des échantillons
- vendues à l'unité

	capacité	référence	Prix HT
	12 lames	81 x 52 x h32 mm	CT3013
	25 lames	81 x 95 x h32 mm	CT3023
	50 lames	200 x 81 x h32 mm	CT3033
	100 lames	200 x 161 x h32 mm ²	CT3043