

BOÎTES DE RANGEMENT POUR LAMES

Présentoirs de lames sans couvercle



- présentoirs en carton, pour la présentation ou le rangement de lames porte-objet
- facilité de prise en main des lames grâce à deux encoches latérales

référence	Prix HT
ML1135 Présentoir 10 lames	
ML1134 Présentoir 20 lames	

Boîtes postales en carton



- pour le transport des lames, le couvercle est rabattu et peut être fixé par un ruban adhésif, l'ensemble est glissé dans une enveloppe
- servent également de présentoir

référence	Prix HT
ML1132 Boîte postale 2 lames	
ML1133 Boîte postale 3 lames	

Présentoirs de lames avec couvercle



- présentoirs en carton, pour la présentation ou le rangement de lames porte-objet
- facilité de prise en main des lames grâce à deux encoches latérales

référence	Prix HT
ML1131 Présentoir 5 lames	
ML1130 Présentoir 20 lames	


Cartons de présentation pour préparations microscopiques



- en carton
- dim. 260 x 235 x 8 mm
- base avec 3 compartiments 78 x 220 mm
- capacité : 24 préparations microscopiques 76 x 26 mm (8 lames par compartiment)
- couvercle à charnières avec 3 fenêtres 56 x 200 mm

référence	Prix HT
MR3348 Cartons de présentation, les 10	

Boîtes en carton pour expédition de lames



- carton résistant
- réutilisables
- pour lames 75 x 25 mm
- épaisseur : 0,8 à 1,2 mm

capacité	rabat	référence	Prix HT
1 lame	avec rabat	CT4100	les 50
2 lames	avec rabat	CT4101	les 50
3 lames	avec rabat	CT4102	les 50
4 lames	avec rabat	CT4103	les 50
9 lames	-	CT4104	les 10
10 lames	avec rabat	CT4105	les 5
20 lames	avec rabat	CT4106	les 5
20 lames	-	CT4107	les 10