

BOÎTES DE RANGEMENT POUR LAMES

Boîtes et plateaux jusqu'à 200 lames

capacité max.
200 lames

i Lecture des codes-barres
des lames sans retirer la lame.

- base et couvercle en polystyrène
- plateau amovible avec 50 fentes numérotées et orifices de vidange
- stockage vertical des lames
- capacité en lames :
50 lames avec lames sur plateau, une lame par fente,
100 lames avec lames sur plateau, deux lames dos à dos par fente,
200 lames en retirant le plateau, en disposant les lames sur trois rangées
- boîtes empilables
- couvercle teinté à charnières
- espace de marquage / étiquetage
- volume : 860 ml
- température : -80 à +80°C
- dim. boîte : 82 x 140 x h86 mm
- dim. plateau : 75 x 125 x h25 mm



modèle	bleu	vert	rose	blanc	jaune	Prix HT
	●	●	●	○	●	
Boîtes à lames avec plateau	DS2211	DS2212	DS2213	DS2214	DS2215	la boîte
Plateaux séparés	DS2201	DS2202	DS2203	DS2204	DS2205	les 10

Boîtes et plateaux jusqu'à 400 lames

capacité max.
400 lames

i Lecture des codes-barres
des lames sans retirer la lame.

- base et couvercle en polystyrène
- plateau amovible avec 100 fentes numérotées, stockage vertical des lames
- capacité en lames :
100 lames avec lames sur plateau, une lame par fente,
200 lames avec lames sur plateau, deux lames dos à dos par fente,
400 lames en retirant le plateau, en disposant les lames directement dans la boîte
- boîtes empilables
- couvercle teinté à charnières
- espace de marquage / étiquetage
- volume : 1,72 litre
- température : -80 à +80°C
- dim. boîte : 82 x 245 x h86 mm
- dim. plateau : 75 x 125 x h25 mm



modèle	bleu	vert	rose	blanc	jaune	Prix HT
	●	●	●	○	●	
Boîtes à lames avec plateau	DS2231	DS2232	DS2233	DS2234	DS2235	la boîte
Plateaux séparés	DS2221	DS2222	DS2223	DS2224	DS2225	les 10