

## Étiqueteuse portable autonome M210-LAB



Garantie 2 ans



Pour bouteilles, flacons, tubes, lamelles, microplaques, boîtes



- construction robuste avec revêtement antidérapant strié
- exposition à haute température et produits chimiques
- écran LCD à 3 lignes
- clavier alphanumérique avec symboles grecs couramment utilisés en laboratoire, et bibliothèque graphique
- police 9 pt et supérieure, qualité code barre
- formatage automatique des étiquettes

- lorsque la cartouche est installée
- découpe automatique du ruban en fonction de la taille du flacon
- impression autonome des étiquettes ( sans connexion PC)
- sérialisation automatique
- horodatage
- dime. : 114,30 x 241,30 x 63,50 mm
- poids : 0,75 kg
- alimentation : batterie rechargeable lithium-ion

référence Prix HT

**BY3000** Étiqueteuse M210-LAB sous blister avec cordon tour de cou et étiquettes BY1015

**BY3500** Étiqueteuse M210-LAB en mallette, avec batterie lithium-ion et câble d'alimentation et étiquettes BY1015

### Cartouches encre

+ étiquettes en polyester, nylon ou papier



- étiquettes en bandes continues
- cartouches prêtes à l'emploi
- conçues pour résister aux environnements de laboratoire difficiles
- largeur de 9 à 19 mm



largeur	réf. BRADY	référence	Prix HT
<b>étiquettes en polyester transparent pour bouteilles, flacons et boîtes</b>			
9,53 mm	M21-375-430	BY1001	le rouleau de 6,4 m
12,70 mm	M21-500-430	BY1002	le rouleau de 6,4 m
19,05 mm	M21-750-430	BY1003	le rouleau de 6,4 m
<b>étiquettes en polyester blanc ultra-fines pour flacons, tubes et tubes coniques</b>			
9,53 mm	M21-375-461-AW	BY1004	le rouleau de 6,4 m
12,70 mm	M21-500-461AW	BY1005	le rouleau de 6,4 m
19,05 mm	M21-750-461-AW	BY1006	le rouleau de 6,4 m
<b>étiquettes en polyester blanc résistant aux produits chimiques (DMSO, éthanol, xylène) pour lamelles</b>			
9,53 mm	M21-375-488	BY1007	le rouleau de 6,4 m
12,70 mm	M21-500-488	BY1008	le rouleau de 6,4 m
19,05 mm	M21-750-488	BY1009	le rouleau de 6,4 m
<b>étiquettes en tissu nylon blanc pour sacs, bouteilles et tubes (surfaces non rigides et incurvées)</b>			
9,53 mm	M21-375-499	BY1010	le rouleau de 4,9 m
12,70 mm	M21-500-499	BY1011	le rouleau de 4,9 m
19,05 mm	M21-750-499	BY1012	le rouleau de 4,9 m
<b>étiquettes en polypropylène blanc pour flacons, tubes, lamelles et microplaques (résistant à l'exposition à l'azote liquide, au congélateur, au bain-marie et à l'autoclave)</b>			
9,53 mm	M21-375-7425	BY1013	le rouleau de 6,4 m
12,70 mm	M21-500-7425	BY1014	le rouleau de 6,4 m
19,05 mm	M21-750-7425	BY1015	le rouleau de 6,4 m
<b>étiquettes en papier, soluble dans l'eau</b>			
12,70 mm	M21-500-403	BY1016	le rouleau de 6,4 m
19,05 mm	M21-750-403	BY1017	le rouleau de 6,4 m

### Cartouches encre + étiquettes colorées en vinyle

- étiquetage général
- adhérent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- recommandées pour les équipements, les étagères, les armoires et l'identification générale en laboratoire
- largeur de 6 à 19 mm

largeur	6,35 mm	9,53 mm	12,70 mm	19,05 mm
réf. BRADY	M21-250-595	M21-375-595	M21-500-595	M21-750-595
blanc sur bleu	-	BY1030	BY1040	BY1050
blanc sur marron	-	BY1031	BY1041	BY1051
blanc sur noir	-	BY1032	BY1042	BY1052
blanc sur rouge	-	BY1033	BY1043	BY1053
blanc sur vert	-	BY1034	BY1044	BY1054
blanc sur violet	-	BY1035	BY1045	BY1055
noir sur blanc	BY1026	BY1036	BY1046	BY1056
noir sur gris	-	BY1037	BY1047	BY1057
noir sur jaune	BY1028	BY1038	BY1048	BY1058
noir sur orange	-	BY1039	BY1049	BY1059
Le rouleau de 6,40 m				