

Microtubes PCR individuels BRAND®
0,2 et 0,5 ml, avec capuchon clipsable

- en PP
- capuchon, plat ou en dôme, attaché
- paroi d'épaisseur constante
- exempts de DNase, ADN et RNase
- autoclavables à +121°C
- compatibles avec tous les thermocycleurs



| capacité | capuchon | références | Prix HT |
|----------|------------------|-------------------|---------|
| | | transparent | |
| 0,2 ml | capuchon en dôme | 1 BD3010 les 1000 | |
| | capuchon plat | 2 BD3020 les 1000 | |
| 0,5 ml | capuchon plat | 3 BD3030 les 1000 | |

Microtubes PCR individuels colorés BRAND®
0,2 et 0,5 ml avec capuchon clipsable

- en PP
- capuchon plat attaché
- paroi d'épaisseur constante
- exempts de DNase, ADN et RNase
- autoclavables à +121°C
- compatibles avec tous les thermocycleurs




| capacité | capuchon | références | | | | Prix HT |
|----------|---------------|------------|--------|--------|--------|----------|
| | | rose | jaune | vert | bleu | |
| 0,2 ml | capuchon plat | BD3021 | BD3022 | BD3023 | BD3024 | les 1000 |
| 0,5 ml | capuchon plat | BD3031 | BD3032 | BD3033 | BD3034 | les 1000 |

Microtubes BRAND® en barrettes de 8 pour PCR et qPCR


- en PP
- coloris blanc ou transparent
- capuchons plats attachés individuellement ou en barrette, parfaitement transparents pour la détection sensitive de signaux fluorescents
- épaisseur constante et extrêmement fine conçue pour les exigences PCR
- exempts de DNase, ADN et RNase
- autoclavables à +121°C
- compatibles avec tous les thermocycleurs



1



2



3

| capacité | capuchon | coloris | référence | Prix HT |
|-------------------------|--|-------------|----------------------------|---------|
| 0,15 ml x 8 low profile | capuchon plat attaché | transparent | BD3040 1 les 120 barrettes | |
| | capuchon plat attaché | blanc | BD3045 les 120 barrettes | |
| 0,2 ml x 8 standard | capuchon plat attaché | transparent | BD3050 les 120 barrettes | |
| | capuchon plat attaché | blanc | BD3055 2 les 120 barrettes | |
| 0,2 ml x 8 standard | barrette attachée de 8 capuchons plats | transparent | BD3060 3 les 125 barrettes | |

Microtubes BRAND® en barrettes de 12 pour PCR et qPCR

- en PP parfaitement transparent pour la détection sensitive de signaux fluorescents
- barrette de 12 capuchons en dôme non attachée
- épaisseur constante et extrêmement fine conçue pour les exigences PCR
- exempts de DNase, ADN et RNase
- autoclavables à +121°C
- compatibles avec tous les thermocycleurs



1



| type | capacité | coloris | référence | Prix HT |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------|
| barrette de 12 tubes | 0,2 ml x 12 | transparent | BD3070 1 les 80 barrettes | |
| barrette de 12 capuchons en dôme | - | transparent | BD3075 2 les 80 barrettes | |