

## Microtubes PCR en PP

**CITOTEST**



- avec capuchon plat
- coloris naturel
- centrifugation jusqu'à 10 000 g

capacité	dim. (Ø x h)	fond	graduations	zone de marquage		référence	Prix HT
0,2 ml	Ø 6,0x21 mm	conique	non gradués	-	bouchon plat	CT5000	les 1000
0,5 ml	Ø 7,8x30 mm	conique	0,1 / 0,3 / 0,5 ml	zone de marquage	bouchon plat	CT5001	les 1000
1,5 ml	Ø 10,6x39,5 mm	conique	0,1 / 0,5 / 1,0 / 1,5 ml	-	bouchon plat	CT5002	les 500
1,5 ml	Ø 10,6x39,5 mm	conique	0,1 / 0,5 / 1,0 / 1,5 ml	-	bouchon à dôme	CT5003	les 500
2,0 ml	Ø 10,3x40,5 mm	rond	non gradués	zone de marquage	bouchon plat	CT5004	les 500

## Barrettes de tubes PCR en PP

**CITOTEST**



- avec capuchon plat
- autoclavables
- en sachets de 200 microtubes

capacité	barrettes	référence	Prix HT
0,2 ml	barrette de 8 microtubes	CT5010	les 200
	barrette de 12 microtubes	CT5011	les 200