


Microplaques PCR Bio-Cert® 24, 48 puits sans jupe

24 puits **48 puits**

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes
- sans inhibiteurs de PCR

- format compact adapté à tous les thermocycleurs courants
- bords de puits surélevés : protection contre la contamination croisée
- parois minces : transfert de chaleur rapide
- codes alphanumériques
- scellables avec bandes de capuchon ou film
- peuvent être découpées à l'aide de ciseaux




	transparent	blanc
	●	○
Plaques sans jupe, 24 puits surélevés 0,2 ml	BD3101 [1] les 40	BD3102 [2] les 40
Plaques sans jupe, 48 puits surélevés 0,2 ml	BD3111 [3] les 20	BD3112 [4] les 20

Microplaques à jupe PCR 384 puits

384 puits

- ▶ transparentes ou blanches pour la mesure de fluorescence
- ▶ modèles pour Roche Lightcycler 480

- en polypropylène blanc ou transparent
- avec jupe
- profil bas
- puits 40 µl pour échantillons de 2 µl à 30 µl
- parois minces et lisses : transfert de chaleur rapide et récupération maximale de l'échantillon
- codes alphanumériques
- scellables avec bandes de capuchon ou film
- particulièrement rigide pour une manipulation sûre avec des systèmes automatisés



profil	volume	jupe	bord de tubes	coin coupé	transparent	blanc	Prix HT
plaques profil bas, volume 0,15 ml							
profil bas	30 µl	jupe	-	A24 - P24	BD3141		les 50
profil bas	30 µl	jupe	-	A24	BD3142		les 50
profil bas	30 µl	jupe	pour Roche Lightcycler 480	A24 - P24		BD3143	les 50