

Tubes de prélèvement avec additif

- tubes en polypropylène avec bouchon
- fond rond
- étiquetés avec numéro de lot et date de péremption
- livrés en plateau portoir plastique



modèle	caractéristiques	échantillon sang	citrate / sang	dim. tube	référence	Prix HT
Citrate de Sodium 3,8% pour coagulation	anticoagulant liquide : détermination du temps de prothrombine jusqu'à 12 h après le prélèvement	2,5 ml	1 / 9	Ø13 x 75 mm	● AX3410	les 100
		4 ml	1 / 9	Ø13 x 75 mm	● AX3412	les 100
Citrate de Sodium 3,8% pour vitesse de sédimentation		2 ml	1 / 4	Ø13 x 75 mm	● AX3460	les 100
		4 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3420	les 100
pour sérum avec accélérateur et gel	accélérateur : formation d'un caillot à rétraction rapide, obtention du sérum à partir de 15 min. gel : pour la séparation du caillot et du sérum après centrifugation, permet d'obtenir 15 à 20% de sérum supplémentaire par rapport aux tubes avec granulés ou en verre	9 ml		Ø16 x 100 mm	● AX3421	les 120
		4 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3425	les 1000
pour sérum avec accélérateur et granulés	accélérateur : formation d'un caillot à rétraction rapide, obtention du sérum à partir de 12 min. granulés : pour la séparation du caillot et du sérum après centrifugation, permettent d'éviter la rupture des cellules (hémolyse) lors de la centrifugation	9 ml		Ø16 x 100 mm	● AX3426	les 500
		4 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3425	les 1000
Héparine de lithium	héparine : anticoagulant qui inhibe l'action de la thrombine anticoagulant pulvérisé à l'intérieur du tube, mélange rapide avec le sang	2,5 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3430	les 100
		4 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3431	les 100
Héparine de lithium et iodoacétate	héparine : anticoagulant qui inhibe l'action de la thrombine iodoacétate : conservateur pour glucose (glucose stable pendant 4 jours)	2,5 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3435	les 100
		4 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3436	les 100
Serotube glucose pour séparation sang / sérum	granulés : barrière compacte entre le caillot et le sérum, permettent la séparation du sérum et du sang coagulé ainsi que la détermination du glucose	4 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3400	les 100
sel di potassique	EDTA : sel di ou tri potassique qui fixe le calcium et évite la coagulation sanguine	4 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3442	les 100
sel tri potassique		2,5 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3444	les 100
EDTA tri potassique	bouchon en caoutchouc thermoplastique, idéal pour une utilisation en machine automatique	3 ml		Ø13 x 80 mm	● AX3450	les 100
		3 ml		Ø13 x 75 mm	● AX3451	les 50

Tubes de prélèvement avec additif bouchon pré-perforé

- tubes en polypropylène ultra clair haute résistance
- bouchon en caoutchouc perforables avec clapets hermétiques
- modèles spéciaux pour la pédiatrie

capacité	dimensions	type	expiration	référence	Prix HT
tubes standard					
2 ml	Ø16 x 55 mm	EDTA tri-potassique, avec jupe	24 mois	AX3480 [1]	les 10
2,5 ml	Ø13 x 80 mm	EDTA tri-potassique	24 mois	AX3482 [2]	les 8
tubes pour pédiatrie					
1 ml	Ø12 x 55 mm	EDTA tri-potassique	18 mois	AX3484 [3]	les 10
1 ml	Ø12 x 55 mm	citrate pour coagulation	15 mois	AX3485 [4]	les 10

