

certification
écouvillons
DM 93/42/CE

Écouvillons secs

modèles stériles en
emballage individuel

- modèles stériles : stérilisation par rayons gamma, emballage individuel en sachet peel-pack ou flow-pack, suivant modèle

tige	extrémité	Ø. extrémité	longueur	emballage	référence	Prix HT
écouvillons standard non stériles						
bois	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	vrac	AB300230 1	les 100
	coton	Ø 5,0 mm	200 mm	vrac	AB300232	les 100
polypropylène	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	vrac	AB300260 2	les 100
polystyrène	viscose	Ø 5,0 mm	150 mm	vrac	AB3002601	les 100
aluminium	coton	Ø 1,5 mm	150 mm	vrac	AB300243 5	les 100
tige bois seule*	-	-	150 mm	vrac	AB300205 6	les 1000
écouvillons standard stériles par rayons						
bois	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	peel-pack	AB300200 1	les 1000
	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	flow-pack	AB310200 1	les 1000
	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	peel-pack	AB300201 2	les 1000
polystyrène cassable	viscose	Ø 5,0 mm	150 mm	peel-pack	AB300202 2	les 1000
	viscose	Ø 5,0 mm	150 mm	flow-pack	AB310202 4	les 1000
	polyester floqué	Ø 2,5 mm	150 mm	flow-pack	AB310206K	les 1000
	polyester très étroit (nasopharyngé)	Ø 2,5 mm	150 mm	flow-pack	AB310207K	les 1000
aluminium	coton	Ø 1,5 mm	150 mm	peel-pack	AB300203 5	les 1000

* Non dispositif médical



Écouvillons secs stériles en tube
avec étiquette

modèles exempt ADN

- tube en polypropylène à fond rond, scellé par une étiquette
- dim. externe du tube Ø13 x 165 mm

tige	extrémité	exempt ADN	dim. extrémité	dimensions	référence	Prix HT
écouvillons stériles par oxyde d'éthylène						
bois	coton		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300250 1	les 500
	coton		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300261 2	les 500
polystyrène	viscose		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300252 3	les 500
	dacron		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300263 4	les 500
polystyrène cassable à 100 mm	polyester floqué		Ø 3,5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300264	les 500
	polyester floqué très étroit (nasopharyngé)		Ø 3,5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300267	les 500
aluminium	coton		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300251 5	les 500
	viscose		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300253 6	les 500
écouvillons exempt ADN stériles oxyde éthylène						
polystyrène	viscose	exempt ADN	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	ADN300252	les 500

