

FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

Fauteuils de prélèvement à roulettes

- ▶ revêtement classe M1 : ininflammable
- ▶ 19 coloris au choix, nuancier sur demande (bleu cobalt par défaut)

Fauteuil à colonne hydraulique

- piétement X époxy blanc avec 4 roulettes Ø 100 mm à frein
- réglable en hauteur par pompe hydraulique, de 600 à 750 mm
- mousse densité 38 kg/m³
- dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- 2 appui-bras en revêtement PVC pivotants, articulés, réglables en hauteur
- tête réglable en hauteur et en profondeur

Fauteuil à colonne électrique

- piétement 60 x 40 mm époxy blanc avec 4 roulettes Ø 100 mm à frein
- colonne électrique avec boîtier de contrôle au pied
- hauteur 620 à 820 mm
- sellerie épaisseur 60 mm
- 2 modèles : tête réglable en hauteur seulement, ou en hauteur et en profondeur
- gouttières réglables en hauteur, en inclinaison et en rotation
- dossier et jambière indépendants ou synchronisés, mouvements par vérin gaz ou autoblocage mécanique, selon modèle



haut. assise	dimensions allongé	poids supporté	réglage tête	dossier / jambière	dossier	jambière	référence	Prix HT
fauteuil à roulettes, à colonne hydraulique								
600 à 750 mm	1550 x 850 x h600/750 mm	120 kg	hauteur/profondeur	synchronisés	vérin à gaz	vérin à gaz	FP2104 1	
fauteuils à roulettes, à colonne électrique								
620 à 820 mm	1770 x 850 x h620/820 mm	220 kg	hauteur	indépendants	vérin à gaz	mécanique	FP2105 2	
620 à 820 mm	1550 x 850 x h620/820 mm	220 kg	hauteur/profondeur	synchronisés	vérin à gaz	vérin à gaz	FP2106	

Fauteuils de prélèvement à patins

- ▶ modèles : standard à hauteur fixe, à colonne hydraulique, ou à colonne électrique
- ▶ 20 coloris au choix piétement beige et sellerie vert foncé par défaut)

- sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 80 mm, largeur 550 mm, classe ininflammable classé M1
- équipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- position de Trendelenburg (-7°)



- piétement en acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix
- réglage du dossier et de la jambière en toutes positions, la jambière peut être mise en position verticale

- nombreuses options sur demande : étriers, étaux, appuis-jambes, repose-tête avec housse, tête 1/2 lune, poignée, plateau inox, synchronisation des réglages de dossier et jambière, roulettes

hauteur assise	poids supporté	piétement	jambière	dossier	commande	référence	Prix HT
fauteuils standard hauteur fixe 500 mm							
500 mm	130 kg	acier revêtement peinture époxy	mécanique autobloquant	vérin à gaz	actionneur mécanique	FP3000 1	
fauteuils tournant à colonne hydraulique télescopique possibilité de bloquer la rotation, en levant la pédale au maximum							
520 à 720 mm	130 kg	socle chromé	vérin à gaz	vérin à gaz	actionneur mécanique	FP3100 2	
fauteuils à colonne à vérin électrique							
520 à 720 mm	130 kg	mécano-soudé, articulations bagues bronze	vérin à gaz	vérin à gaz	télécommande au pied	FP3200 3	
fauteuils à colonne électrique télescopique							
520 à 720 mm	130 kg	acier revêtement peinture époxy	vérin à gaz	vérin à gaz	télécommande au pied	FP3300 4	