

Seringues plastique stériles 2 pièces

certification
CE IVD 98/79



- seringues 2 pièces : corps en polypropylène transparent et piston en polyéthylène blanc, sans joint
- stériles
- usage unique
- embout Luer (LT) ou Luer Lock (LL) permettant d'injecter jusqu'à la dernière goutte de produit
- graduations : 0,01 ml
- seringues livrées sans aiguille

volume	embout	référence	Prix HT
seringues embout Luer			
2 ml	LT centré	DS7002	les 100
5 ml	LT excentré	DS7005	les 100
10 ml	LT excentré	DS7010	les 100
20 ml	LT excentré	DS7020	les 100
seringues embout Luer Lock			
2 ml	LL centré	DS7003	les 100
5 ml	LL centré	DS7006	les 100
10 ml	LL centré	DS7011	les 100
20 ml	LL centré	DS7021	les 100
seringues spéciales Tuberculine			
1 ml	LT centré	DS7050	les 100

Seringues plastique stériles 3 pièces

certification
CE IVD 98/79




- seringues 3 pièces : corps en polypropylène transparent, piston en polyéthylène, joint en silicone
- stériles
- usage unique
- embout Luer (LT) ou Luer Lock (LL) permettant d'injecter jusqu'à la dernière goutte de produit
- graduations : 0,01 ml
- seringues livrées sans aiguille

volume	embout	référence	Prix HT
seringues embout Luer			
5 ml	LT excentré	DS7105	les 100
20 ml	LT excentré	DS7120	les 100
30 ml	LT excentré	DS7130	les 100
60 ml	LT excentré	DS7160	les 100
seringues embout Luer Lock			
3 ml	LL centré	DS7103	les 100
5 ml	LL centré	DS7106	les 100
20 ml	LL centré	DS7121	les 100
30 ml	LL centré	DS7131	les 100
50 ml	LL centré	DS7151	les 100
seringues spéciales Cathéter			
60 ml		DS7150	les 100

Aiguilles hypodermiques

certification
CE IVD 98/79



- stériles
- joint de couleur
- emballage individuel

Gauge	Ø x l mm	référence	Prix HT
27 G	0,4 x 12 mm	DS7201	les 100
23 G	0,6 x 25 mm	DS7202	les 100
23 G	0,6 x 30 mm	DS7203	les 100
23 G	0,6 x 60 mm	DS7204	les 100
23 G	0,6 x 80 mm	DS7205	les 100
22 G	0,7 x 30 mm	DS7206	les 100
22 G	0,7 x 40 mm	DS7207	les 100
21 G	0,8 x 40 mm	DS7208	les 100
21 G	0,8 x 50 mm	DS7209	les 100
20 G	0,9 x 25 mm	DS7210	les 100
20 G	0,9 x 40 mm	DS7211	les 100
19 G	1,1 x 40 mm	DS7212	les 100
18 G	1,2 x 40 mm	DS7213	les 100

Obturbateurs mâle avec site d'injection

i Pour injections ou prélèvements intermittents.



- en polypropylène HDPE jaune
- obturbateur mâle avec site d'injection en latex pour aiguille Ø 0,6 mm
- permet d'obturer une embase femelle

référence	Prix HT
DS7415 Obturbateurs jaunes, les 100	

Obturbateurs mâle



- en polypropylène HDPE blanc
- obturbateur mâle Luer verrouillable
- permet d'obturer une embase femelle

référence	Prix HT
DS7420 Obturbateurs blancs, les 100	

Obturbateurs universels

i Fermeture sûre et stérile des seringues pré-remplies de raccords de perfusion.



- en polypropylène HDPE rouge
- obturbateur mâle d'un côté et femelle de l'autre
- permet d'obturer un embout mâle, Luer ou Luer Lock, et une embase femelle
- mode d'emploi : connexion par simple rotation, sur une seringue ou tout autre dispositif disposant d'un embout mâle (luer lock) ou d'une embase femelle.

référence	Prix HT
DS7410 Obturbateurs universels, les 100	