

RÉFRIGÉRATEURS

Réfrigérateurs de laboratoire ExGuard® -2°C à +20°C

Ex ATEX int./ext.

-2°C à +20°C

certifiables COFRAC

froid ventilé



Caractéristiques générales

- **certification COFRAC** : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage COFRAC (nous contacter)
- régulateur électronique avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- report des alarmes sur un contact sec
- historique alarme température
- température constante et homogène
- 1 passage de cuve diamètre 25 mm pour mise en place d'1 ou plusieurs sondes externes GTC
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- évaporation automatique des condensats

Construction

- extérieur acier laqué blanc
- cuve en acier inoxydable avec angles arrondis
- isolation 60 mm de polyuréthane expansé
- sens d'ouverture réversible
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- fluide réfrigérant écologique R600a
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs sur demande

capacité brute	614 litres
capacité utile	486 litres
précision	±5°C
nombre de grilles livrés / max.	4/48 grilles
nombre de tiroirs livrés / max.	0/4 tiroirs
dim. ext.(lpxh)	820 x 789 x h2120 mm
poids	157 kg
consommation	1,62 kWh/24h
pieds / roues	4 routes (2 fixes + 2 pivotantes avec freins)
Réfrigérateurs porte pleine	GM1880 [1]
Réfrigérateurs porte vitrée	GM1885 [2]
accessoires	
grilles acier plastifié	GM1801
grilles inox	GM1805