


## Sachets pour salle blanche Twirl'em stérilité interne et externe

- sachet d'échantillonnage inséré dans deux pochons qui subissent par la suite un processus de stérilisation, garantissant la stérilité du sac interne et externe
- mélange de polyéthylène
- transparents
- ouverture : ligne perforée
- fermeture : attache à 1 fil rond et 1 feuillard
- sûrs, souples, sans contaminants
- faciles à utiliser



capacité	dim.	épaisseur	référence		Prix HT	
			sachets neutres	sachets avec zone de marquages		
650 ml	140x229 mm	76 µm	SA1081	les 1000	SA1091	les 1000
800 ml	114x305 mm	63 µm	SA1082	les 1000	SA1092	les 1000
1500 ml	140x382 mm	76 µm	SA1083	les 1000	SA1093	les 1000
1650 ml	178x305 mm	76 µm	SA1084	les 1000	SA1094	les 1000

## Sacs d'échantillonnage en rouleaux SECURE-Strip®

- sacs 1650 ml, dim. 178 x 305 mm, épaisseur 76 µm
- mélange de polyéthylène
- transparents
- sans RNase, DNase et pyrogènes
- résistent aux homogénéisateurs les plus rigoureux
- jonction détachable entre chaque sac
- en rouleaux de 250 sacs
- dévidoir en carton, ou en acier inox



référence **SA1122** Rouleaux de 250 sacs en dévidoir en carton, les 4 dévidoirs de 250 sacs **Prix HT**



référence **SA1120** Rouleaux de sacs, les 4 rouleaux de 250 **Prix HT**



référence **SA1124** Dévidoir en inox 203x114x157 mm, l'unité **Prix HT**