

CUVES À COLORATION

Cuve et portoir à coloration en plastique



- l'ensemble peut être congelé si nécessaire
- convient également pour autoradiographie : ensemble noir entièrement opaque, le couvercle s'emboîte parfaitement sur la cuve sans laisser passer la lumière
- convient pour xylène et alcools (ne résiste pas au phénol)

1 + 2 Cuve capacité 150 ml

- cuve avec couvercle multifonctions équipé d'un support blanc numéroté pour 28 lames et d'un emplacement prévu pour recevoir un dessiccant
- clip amovible placé sur le bord de la cuve, permet de disposer le support de lames en position oblique pour un drainage parfait
- dim. (lxpxh) : 100 x 87 x 51 mm

3 Portoir pour 25 lames

- emplacements numérotés
- dim. (lxpxh) : 91 x 79 x 38 mm

référence	Prix HT
AX2601 1 + 2 Cuve plastique avec couvercle support de lames et clip	
AX2602 3 Portoir pour 25 lames	

Cuve et portoir à coloration en plastique



Cuve à coloration transparente en TPX®

- cuve livrée avec 2 couvercles : un couvercle standard à fermeture totale et un couvercle avec ouverture pour le passage de la poignée du portoir permettant ainsi de manipuler le portoir cuve fermée
- dim. (lxpxh) cuve : 101 x 81 x h70 mm

Portoir en polypropylène pour 20 lames

- équipé d'une poignée de maintien longue facilitant les manipulations 21 x 73 x h70 mm

référence	Prix HT
AX2604 Cuve à coloration avec 2 couvercles	
AX2605 Portoir à coloration pour 20 lames	

Cuves en verre



- bacs en verre épais
- stérilisables à sec jusqu'à 180°C
- couvercle inox avec bouton ou couvercle inox lourd, partie inférieure recouverte de mousse assurant une bonne étanchéité

dim.	prof.	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		bac en verre		couvercle inox		couvercle inox lourd	
120 x 60 mm	40 mm	TH1010		TH1020		TH1030	
170 x 90 mm	45 mm	TH1011		TH1021		TH1031	
200 x 100 mm	50 mm	TH1012		TH1022		TH1032	
220 x 150 mm	55 mm	TH1013		TH1023		TH1033	
275 x 150 mm	60 mm	TH1014		TH1024		TH1034	
350 x 220 mm	70 mm	TH1016		TH1026		TH1036	
200 x 100 mm	100 mm	TH1017		TH1022		TH1032	

Cuves en acier inox



dim.	prof.	réf.	Prix HT
200 x 100 mm	50 mm	TH1000	
220 x 150 mm	55 mm	TH1001	