

CUVES À COLORATION

Cuves à coloration EasyDip™



- en acétal
- cuvettes de coloration carrées pour rack coulissant vertical 12 positions
- incassables
- stables grâce à une large base
- résistantes à la plupart des agents de coloration y compris l'alcool et le xylène (ne supporte pas le phénol, l'iode ou le chlorure ferrique)
- volume de réactif réduit : 80 ml
- nettoyage facile
- dim (lpxh) : 64 x 76 x 92 mm
- cuvettes vendues seules, racks coulissants en option

référence	Prix HT
DS2241 Cuvettes de coloration bleues, les 6	
DS2242 Cuvettes de coloration vertes, les 6	
DS2243 Cuvettes de coloration roses, les 6	
DS2244 Cuvettes de coloration blanches, les 6	
DS2245 Cuvettes de coloration jaunes, les 6	
Accessoires	
DS2250 Racks verticaux capacité 12 lames, les 6	
Kit	
DS2246 Kit de 5 cuvettes de coloration assorties et 1 rack vertical	

Racks EasyDip™ pour cuve à coloration

- en acétal gris foncé
- coulissent verticalement dans la cuve de coloration
- capacité jusqu'à 12 lames 75 x 25 mm (ou 76 x 26 mm avec épaisseur de 1,0 ou 1,2 mm)
- poignée de manipulation sur la crémaillère
- stables
- lames extractibles sans pince
- dim (lpxh) : 60 x 64 x h97 mm



référence	Prix HT
DS2250 Racks pour cuve de coloration, les 6	

Cuves à coloration StainTray™

i Hématologie, cytologie et microbiologie.



- base noire en plastique ABS dur, résistant aux produits chimiques
- 4 rails surélevés en plastique recouverts d'une bande de polymère
- adhérence parfaite des lames, même lorsque le plateau est manipulé
- puits de 2 ml entre les rails
- capacité 10 ou 20 lames
- quatre pieds en caoutchouc
- plateaux empilables

	Couvercle transparent	Couvercle noir
matériau du couvercle	PETG	plastique ABS
température	-20°C à +60°C	-80°C à +80°C
Cuve 10 lames (240 x 240 x 45 mm)	DS2260	DS2261
Cuve 20 lames (380 x 240 x 45 mm)	DS2270	DS2271
Couvercles seuls		
Couvercles 10 lames	DS2262	DS2263
Couvercles 20 lames	DS2272	DS2273

Cuve à coloration en porcelaine



- cuve avec couvercle
- dim. 70 x 40 x h86 mm
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

référence	Prix HT
JP3720 Cuve avec couvercle	

Cuve à coloration en inox



- cuve et couvercle en acier inox, dim. 115 x 88 x 77 mm
- portoir pour 30 lames, en acier inoxydable, avec anse, dim. 110 x 85 x 55 mm

référence	Prix HT
TH4010 Cuve inox et couvercle	
TH4020 Panier en inox 30 lames	