

KITS HOMOLOGUÉS UN3373 / UN2814

Kits UN3373 sachet 95 kPa + absorbant



- boîte de transport avec impression UN3373 noire
- carton à double micro-cannelure ultra résistant
- patte de verrouillage
- sachets souples, étanches, résistants à une pression de 95 kPa, double fermeture sécurisée inviolable (zip et adhésif)
- absorbant, capacité d'absorption 150 ml

	kit UN3373 standard	kit UN3373 double largeur
boîte carton	190 x 190 x h44 mm	320 x 180 x h44 mm
sachet 95 kPa	1 x sachet 95 kPa 240 x 175 mm	1 x sachet 95 kPa 310 x 385 mm
absorbant	1 x absorbant absorption 150 ml	2 x absorbants absorption 2 x 150 ml
Kits UN3373	VK1280 [1]	VK1350 [2]



Kits UN3373 sachet 95 kPa + cartouchiere absorbante



- boîte de transport avec impression UN3373 noire
- carton à double micro-cannelure ultra résistant
- patte de verrouillage
- sachets souples, étanches, résistants à une pression de 95 kPa, double fermeture sécurisée inviolable (zip et adhésif)
- cartouchiere absorbante 6 places, capacité d'absorption 200 ml

	kit UN3373 standard	kit UN3373 double hauteur	kit UN3373 2 cartouchières
boîte carton	190 x 190 x h44 mm	190 x 190 x h85 mm	190 x 190 x h44 mm
sachet 95 kPa	1 x sachet 95 kPa 240 x 175 mm	1 x sachet 95 kPa 240 x 175 mm	2 x sachets 95 kPa 240 x 175 mm
cartouchiere absorbante	1 x 6 places absorption 200 ml	1 x 6 places absorption 200 ml	2 x 6 places absorption 2 x 200 ml
Kits UN3373	BK1380 [1]	BK1390	BK1420 [2]

Kits UN3373 flacons 95 kPa



avec 4 flacons 95 kPa

- **boîte de transport** en carton, avec rabats, patte de verrouillage, impression UN 3373 noire
- mousse de calage 4 emplacements pour flacons 95 kPa carrés
- 4 flacons carrés 95 kPa
- 4 étiquettes de sécurité pour les flacons
- 1 étiquette de scellée pour la boîte de transport



	Kit 4 tubes
boîte en carton	110 x 110 x 135 mm
4 flacons 95 kPa	pour tubes jusqu'à Ø17 x 100 mm
portoir de tubes	portoir en mousse 4 trous
étiquettes	4 étiquettes pour flacons et 1 étiquette de scellée pour le carton
Kit UN3373	PP2630 les 5