

SOLUTIONS HOMOLOGUÉES UN3373 / UN2814

Kits UN3373 ou UN2814 650 ml pot + sachet 95 kPa + absorbant

- **pot à fermeture à vis 650 ml**, avec opercule étanche
- **sachet souple**, étanche, résistant à une pression différentielle de **95 kPa format A5** (240 x 175 mm), double fermeture sécurisée, zip et adhésif, inviolable
- **boîte de transport** à rabats, patte de verrouillage, impression UN 3373 ou UN 2814 noire
- modèles avec protection thermique aluminisée



1

	kit 650 ml Biohazard absorbant / bulles	kit 650 ml sachet zip / absorbant	kit 650 ml sachet zip / absorbant / bulles
boîte en carton	100 x 100 x h200 mm	100 x 100 x h200 mm	100 x 100 x h200 mm
pot	650 ml - Ø75 x h150 mm	650 ml - Ø75 x h150 mm	650 ml - Ø75 x h150 mm
sachet 95 kPa	1 sachet 95 kPa BIOHAZARD	1 sachet 95 kPa	1 sachet 95 kPa
sachet plastique à zip	-	1 sachet 120 x 180 mm	1 sachet 120 x 180 mm
absorbant	1 absorbant absorption 150 ml	1 absorbant absorption 150 ml	1 absorbant absorption 150 ml
papier bulle	1 papier bulle 300 x 400 mm	-	1 papier bulle 300 x 400 mm
Kits UN2814 aluminisés	-	-	NK1500
Kits UN3373 standard	-	BK1820	-
Kits UN3373 aluminisés	BK1815	BK1825	BK1850 1

Kits UN3373 ou UN2814 1000/1250 ml pot + sachet 95 kPa + absorbant



- **pot à fermeture à vis 1000 ou 1250 ml**, avec opercule étanche
- **sachet souple**, étanche, résistant à une pression différentielle de **95 kPa**, double fermeture sécurisée, zip et adhésif, inviolable
- **boîte de transport** à rabats, patte de verrouillage, impression UN 3373 ou UN 2814 noire



1

	kit pot 1000 ml sachet 95 kPa	kit pot 1250 ml sachet 95 kPa
boîte en carton	135 x 135 x h190 mm	123 x 123 x h196 mm
pot	1000 ml - Ø100 x h150 mm	1250 ml - Ø100 x h160 mm
sachet 95 kPa	1 sachet 95 kPa - 240 x 175 mm	1 sachet 95 kPa - 240 x 175 mm
sachet plastique à zip	-	1 sachet 180 x 280 mm
absorbant	1 absorbant absorption 150 ml	1 absorbant absorption 200 ml
papier bulle	1 papier bulle 300 x 400 mm	1 papier bulle 300 x 400 mm
Kits UN2814	-	BK1870
Kits UN3373	BK1865	BK1860 1

Kits UN3373 1000 ml pot 95 kPa



- ▶ **avec absorbant ou portoir pour 14 tubes**, suivant modèle

- **pot à fermeture à vis 1000 ml** résistant à une pression différentielle de 95 kPa, dimensions Ø110 x h150 mm
- **boîte de transport** à rabats, patte de verrouillage, impression UN 3373 noire
- **carton standard** ou avec face intérieure aluminisée assurant une protection thermique
- feuille de calage papier bulle



	kit pot 1000 ml 95 kPa, et absorbant	Kit pot 1000 ml 95 kPa, et portoir 14 tubes
boîte en carton	135 x 135 x h190 mm	135 x 135 x h190 mm
pot 95 kPa	1000 ml - Ø110 x h150 mm	1000 ml - Ø110 x h150 mm
portoir de tubes	-	portoir en mousse 14 trous
absorbant	1 absorbant absorption 150 ml	-
papier bulle	1 papier bulle 300 x 400 mm	1 papier bulle 300 x 400 mm
Kit UN3373 carton standard	BK1910	BK1920
Kit UN3373 carton aluminisé	BK1930	BK1940