

Tubes à hémolyse en polypropylène


Tubes à fond rond



• centrifugation :
jusqu'à 7 500 g

capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
3 ml	Ø 11,4 x h55 mm	AX38621	les 2000
5 ml	Ø 11,7 x h75 mm	AX39604	les 1000
5 ml	Ø 12,7 x h75 mm	AX38623	les 1000
6 ml	Ø 11,9 x h88 mm	AX38624	les 1000
10 ml	Ø 15,8 x h100 mm	AX39606	les 500

Tubes à fond rond



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
3 ml	Ø 11,5 x h55 mm	SY1003	les 2000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	SY1005	les 1000
5 ml	Ø 13 x h75 mm	SY1006	les 1000
7 ml	Ø 13 x h100 mm	SY1007	les 1000
10 ml	Ø 16 x h100 mm	SY1010	les 2000
20 ml	Ø 16 x h150 mm	SY1020	les 1000

PLASTIQUE
polypropylène

- + • translucide et rigide
- température : -20 à +135°C, autoclavable à +121°C
- grande résistance mécanique, particulièrement à la flexion et aux déchirures
- chimiquement inerte, excellente résistance chimique
- inodore et non toxique, recyclable
- faible densité
- • cassant à basse température
- sensible aux rayons UV

Tubes à fond rond gradués




capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
5 ml	Ø 11,7 x h75 mm	AX38622	les 1000
5 ml	Ø 15,5 x h50 mm	AX39605	les 100
7 ml	Ø 12,7 x h100 mm	AX38625	les 500
10 ml	Ø 15,5 x h95 mm	AX38626	les 500

Tubes à fond rond gradués avec rebord



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
4,5 ml	Ø 13 x h75 mm	SY1204	les 4000
5 ml	Ø 12 x h86 mm	SY1205	les 4000
8 ml	Ø 16 x h75 mm	SY1208	les 2500
10 ml	Ø 16 x h100 mm	SY1210	les 2000

Tubes gradués à fond plat avec rebord



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
3 ml	Ø 12 x h56 mm	SY1203	les 6000
5 ml	Ø 16 x h60 mm	SY1206	les 3500

Tubes à fond conique




capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
10 ml	Ø 16 x h100 mm	SY1011	les 2000

Tubes à fond conique gradués



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
12 ml	Ø 16 x h100 mm	AX38618	les 500

Tubes à fond conique gradués avec rebord



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
10 ml	Ø 16 x h100 mm	SY1311	les 2000
10 ml	Ø 16 x h105 mm	SY1312	les 2000