

TUBES À HÉMOLYSE

Tubes à hémolyse colorés en polystyrène

PLASTIQUE
polystyrène

- tubes à fond rond
- bord droit
- livrés sans capuchon



capacité	dim. (Ø x h)	coloris	référence	Prix HT
3 ml	Ø11,5x 55mm	Bleu	PP6010	les2000
		Violet	PP6011	les2000
		Bleu	PP6012	les1000
20 ml	Ø 16 x150mm	Rouge	PP6013	les1000
		Vert	PP6014	les1000

Tubes à hémolyse colorés en polystyrène

PLASTIQUE
polystyrène

- fond rond
- conviennent à la plupart des solutions aqueuses, bases douces et acides faibles
- centrifugation : jusqu'à 1400 g



capacité	dimensions	couleur	référence	Prix HT
5 ml	Ø 12 x h75 mm	naturel	DS4000	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	bleu	DS4001	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	vert	DS4002	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	orange	DS4003	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	jaune	DS4004	les 1000
7,2 ml	Ø 13 x h100 mm	naturel	DS4005	les 1000
14 ml	Ø 17 x h95 mm	naturel	DS4008	les 1000

Tubes à hémolyse colorés en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- fond rond
- conviennent à la plupart des acides, solvants et alcalins
- autoclavables à +120°C
- centrifugation : jusqu'à 3 000 g



capacité	dimensions	couleur	référence	Prix HT
5 ml	Ø 12 x h75 mm	naturel	DS4010	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	ambré	DS4011	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	bleu	DS4012	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	vert	DS4013	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	orange	DS4014	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	jaune	DS4015	les 1000
8 ml	Ø 13 x h100 mm	naturel	DS4017	les 1000
12 ml	Ø 16 x h100 mm	naturel	DS4018	les 1000
14 ml	Ø 17 x h95 mm	naturel	DS4019	les 1000