

BOUCHONS - CAPUCHONS

Bouchons rentrants pour tubes

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE

capuchon
très léger

remplissage quasi total
du tube

capuchon réversible :
s'utilise aussi retourné
comme capuchon coiffant



Autres coloris sur demande,
fabrication spéciale à partir de
50 000 capuchons.

pour tubes	Ø 10,00 mm	Ø 10,2 à 10,4 mm	Ø 13,4 à 13,7 mm	Ø 14,3 à 14,6 mm	Ø 14,80 mm
Ø extérieur	11,85 mm	15,00 mm	19,88 mm	20,45 mm	19,20 mm
longueur	11,30 mm	15,30 mm	19,00 mm	18,50 mm	25,35 mm
striés	striés	striés	striés	striés	striés
collerettes	2 collerettes	2 collerettes	3 collerettes	3 collerettes	4 collerettes
rebord	-	rebord	rebord	rebord	rebord
cavité intérieure	cavité	cavité	cavité	cavité	-
Naturel	AX38701	AX38721	AX38761	AX38771	-
Rose	AX38702	-	-	-	-
Rouge	AX38703	AX38723	AX38763	-	AX38753
Vert	AX38704	AX38724	AX38764	-	-
Bleu	-	AX38725	-	AX38775	-
Noir	-	AX38726	-	-	-
Prix HT	les 2000	les 2000	les 2500	les 2500	les 1000

- capuchons en polyéthylène
- capuchons striés pour faciliter la manipulation avec des gants
- fermeture hermétique renforcée par des collerettes
- modèles avec rebord supérieur pour éviter la déformation du capuchon à l'ouverture
- modèles avec cavité intérieure évitant la projection de gouttes à l'ouverture

Bouchons à ailettes pour tubes

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



L'utilisation de capuchon à ailettes réduit le volume utile à l'intérieur du tube.

pour tubes	Ø 13 mm	Ø 15 mm	Ø 16 mm
Ø extérieur	13,30 mm	17,05 mm	17,00 mm
longueur	17,40 mm	21,77 mm	21,60 mm
strié	strié	strié	strié
rebord	rebord	rebord	rebord
cavité intérieure	cavité	cavité	cavité
Naturel	AX38731	AX38781	AX38741
Rose	AX38732	-	-
Rouge	AX38733	-	AX38743
Vert	AX38734	AX38784	AX38744
Bleu	AX38735	-	AX38745
Noir	AX38736	-	-
Prix HT	les 2000	les 2500	les 2500

- grande dimension pour une bonne préhension
- grandes ailettes espacées
- petite cavité intérieure évitant la projection de gouttes à l'ouverture
- rebord supérieur pour éviter la déformation du capuchon à l'ouverture
- capuchons striés pour faciliter la manipulation avec des gants

Capuchons coiffants pour tubes

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



capuchon légèrement conique, avec jupe extérieure : ouverture d'une seule main, pas de contact entre le liquide et les doigts, évite les écoulements de liquide lorsque le capuchon est posé sur la table



capuchon très léger, avec languette pour en faciliter la manipulation

pour tubes	Ø 15 mm	Ø 19 mm
Ø extérieur	19,30 mm	23,30 mm
longueur	13,15 mm	5,90 mm
strié	strié	-
cavité intérieure	cavité	-
Naturel	AX38791	-
Rose	AX38792	-
Vert	AX38794	-
Jaune	-	AX38697
Prix HT	les 2500	les 1500

