



L'utilisation de bouchons à ailettes réduit le volume utile à l'intérieur du tube.

BOUCHONS - CAPUCHONS

Bouchons rentrants abaissés pour tubes


PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



pour tubes		Ø 11 mm	Ø 12 mm	Ø 16 mm
Naturel	les 3000	SY1931	-	-
Bleu clair	les 4000	-	-	SY1952
Blanc	les 4000	-	-	SY1953
Jaune	les 4000	-	SY1945	SY1955
Rouge	les 4000	-	SY1946	SY1956
Vert	les 4000	-	SY1947	-
Violet	les 4000	-	SY1948	-
Prix HT				

Bouchons rentrants de sécurité pour tubes

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



pour tubes		Ø 12 mm	Ø 16 mm
Bleu clair	les 4000	SY1962	SY1982
Blanc	les 4000	SY1963	SY1983
Bleu	les 4000	SY1964	SY1984
Jaune	les 4000	SY1965	SY1985
Rouge	les 4000	SY1966	SY1986
Vert	les 4000	SY1967	SY1987
Violet	les 4000	SY1968	SY1988
Orange	les 4000	SY1969	SY1989
Marron	les 4000	SY1970	SY1990
Noir	les 4000	SY1971	SY1991
Vert clair	les 4000	SY1972	SY1992
Fuchsia	les 4000	SY1973	SY1993
Rose	les 4000	SY1974	SY1994
Prix HT			

Bouchons à ailettes pour tubes

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



pour tubes		Ø 11 mm	Ø 12 mm	Ø 16 mm
Naturel	les 1000	SY1901	-	SY1921
Bleu clair	les 1000	SY1902	SY1912	SY1922
Blanc	les 1000	SY1903	-	SY1923
Bleu	les 1000	SY1904	-	SY1924
Jaune	les 1000	SY1905	-	SY1925
Rouge	les 1000	SY1906	-	SY1926
Vert	les 1000	SY1907	-	SY1927
Prix HT				

Bouchons rentrants "push-in" pour tubes

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE

Simport



- pour tubes Ø ext. 12 mm
- deux positions possibles : semi-fermé pour l'aérobie ou complètement fermé pour l'anaérobie, le stockage ou la centrifugation

pour tubes		Ø12 mm
Naturel	les 4000	DS4020
Bleu	les 4000	DS4021
Vert	les 4000	DS4022
Rouge	les 4000	DS4023
Blanc	les 4000	DS4024
Jaune	les 4000	DS4025

Bouchons rentrants VACUCAPS™ pour tubes

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE

Simport



- pour tubes Ø ext. 13 ou 16 mm
- protège les microorganismes des aérosols et contre les contaminations croisées
- fermeture résistante à la centrifugation

pour tubes		Ø13 mm	Ø16 mm
Naturel	les 1000	DS4030	DS4040
Bleu	les 1000	DS4031	DS4041
Vert	les 1000	DS4032	DS4042
Gris	les 1000	DS4033	DS4043
Lilas	les 1000	DS4034	DS4044
Rouge	les 1000	DS4035	DS4045
Jaune	les 1000	DS4036	DS4046

Bouchons à ailettes pour tubes

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE

Simport



- pour tubes Ø ext. 12 ou 16 mm
- pour tubes à essai ou tubes à centrifuger

pour tubes		Ø12 mm	Ø16 mm
Naturel	les 1000	DS4050	DS4060
Bleu	les 1000	DS4051	DS4061
Vert	les 1000	DS4052	DS4062
Rouge	les 1000	DS4053	DS4063
Blanc	les 1000	DS4054	DS4064
Jaune	les 1000	DS4055	DS4065