

Tubes à fond rond à capuchons vissants en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- centrifugation jusqu'à 5 000 g



capacité	dim. (Ø x h)	gradués	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				standard / en vrac		Stériles / en vrac		Stériles / emb. individuel	
5 ml	Ø 12x 75mm	-	●	PP4030	les 400	PP4031	les 400	PP4032	les 1000
10 ml	Ø 16x100mm	-	○	PP4033	les 1000	PP4034	les 200	PP4035	les 750
15 ml	Ø 16x120mm	-	○	PP4036	les 750	PP4037	les 150	PP4038	les 700
20 ml	Ø 16x150mm	-	○	PP4027	les 500	PP4028	les 800	PP4029	les 500

Tubes à fond conique à capuchons vissants
en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- surface d'écriture sur les modèles à capuchon bleu



capacité	dim. (Ø x h)	gradués	centrifug.	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				standard / en vrac		Stériles / en vrac		Stériles / emb. individuel	
10 ml	Ø 16 x 100 mm	gradués bande de marquage	10 000 g	PP4040	les 100 ●	PP4041	les 100 ●	PP4042	les 800 ●
13,5 ml	Ø 16 x 110 mm	-	8 000 g	PP4043	les 150 ○	PP4044	les 150 ●	PP4045	les 800 ●