

TUBES À CAPUCHON VISSANT AVEC JUPE

Tubes fond rond avec jupe à capuchons vissants en polystyrène



PLASTIQUE
polystyrène

- transparent
- livrés avec bouchon
- modèles stériles, livrés en emballage individuel



capacité	dim. tubes	haut. avec bouchon	stériles	référence	Prix HT
standard					
12 ml	Ø 16,3x102,5 mm	104 mm	--	AX38662	les 250
12 ml	Ø 16,3x102,5 mm	104 mm	stériles	AX38663	les 250

Tubes fond rond avec jupe à capuchons vissants en polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- translucide
- livrés avec bouchon
- modèles stériles, livrés en emballage individuel




capacité	dim. tubes	haut. avec bouchon	stériles	référence	Prix HT
standard					
12 ml	Ø 16,3x102,5 mm	104 mm	--	AX38671	les 250
12 ml	Ø 16,3x102,5 mm	104 mm	stériles	AX38672	les 250

Tubes avec jupe à capuchons vissants en polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- surface d'écriture sur les modèles à capuchon blanc
- accélération max. 6 000 g



capacité	dim. (Ø x h)	gradués	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				standard / en vrac		Stériles / en vrac		Stériles / emb.individuel	
5 ml	Ø 16 x 60mm	gradués	○	PP4020	les 100	PP4021	les 100	-	
10 ml	Ø 16 x 95mm	gradués	○	PP4022	les 100	PP4023	les 100	-	
10 ml	Ø 16 x 100mm	-	●	PP4024	les 100	PP4025	les 100	PP4026	les 1000

Tubes gradués à capuchon vissant polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- fond rond avec jupe
- espace de marquage
- capuchon vissant blanc en polyéthylène

capacité	dimensions	référence	Prix HT
5 ml	Ø 16 x h58 mm	SY1605	les 1000
10 ml	Ø 16 x h98 mm	SY1610	les 1000

