



Balance industrielle KERN® Série PES

exactitude	portée	plateau inox
0,1 g	31 kg	250x220 mm

- technologie de pesée : principe du diapason
- grand affichage fluorescent très lumineux, chiffres h 14 mm
- 8 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur

fourni ou batterie interne rechargeable en option

- dim. : 220 x p330 x h90 mm / 1,3 kg
- boîtier en métal
- livrées avec poids d'étalonnage
- certificat d'étalonnage DAkkS sur demande

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
31 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,4 g	PES3100	
accessoires (imprimantes BM5001 ou - câble BM5005)					
Batterie interne rechargeable 32 h.				BM5125	



- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle min./max.
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

Balance industrielle KERN® Série PES

exactitude	portée	plateau inox
0,1 g	15 kg	200x200 mm

- technologie de pesée : principe du diapason
- grand affichage fluorescent très lumineux, chiffres h 14 mm
- 8 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur

fourni ou batterie interne rechargeable en option autonomie de 32h

- dim. : 220 x p330 x h90 mm / 1,3 kg
- boîtier en métal
- livrées avec poids d'étalonnage
- certificat d'étalonnage DAkkS sur demande

portée	exact.	linéarité	référence	Prix HT
15 kg	100 mg	± 0,2 g	PES1500	
accessoires (imprimantes BM5001 ou - câble BM5005)				
Batterie interne rechargeable 32 h.				BM5125



- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle min./max.
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232