

Balances économiques KERN® Série 572

exactitude	portée	plateau inox
10 mg	1,60 à 3 kg	Ø 150 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- affichage digital LCD rétroéclairé
- 15 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou batterie interne rechargeable en option
- boîtier en plastique
- dim. 167 x 250 x h85 mm / 2 kg
- livrées avec poids d'étalonnage et housse de protection pour clavier et boîtier
- housse de protection pour plateau sur demande

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
1,6 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BED11610	
2,4 kg	10 mg	10 mg	± 30 mg	BED15010	
3,0 kg	10 mg	20 mg	± 50 mg	BED13010	
4,2 kg	10 mg	20 mg	± 50 mg	BED14210	
accessoires (imprimantes BM5001 ou - câble BM5002)					
Batterie interne rechargeable autonomie 15 h.					BM5124



- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232