

BOUCHONS

Perce-bouchons en laiton nickelé



- en laiton ,nickelé
- avec poignée
- éjecteur

kit	Ø tube extérieur mm	poids	référence	Prix HT
1-3	5,00 x 6,25 x 7,50 mm	80 g	BC5320	
1-6	8,75 x 10,00 x 11,25 mm	170 g	BC5321	
1-9	12,50 x 13,75 x 15,00 mm	280 g	BC5322	
1-12	16,25 x 17,50 x 18,75 mm	400 g	BC5323	
1-15	20,00 x 21,25 x 22,50 mm	550 g	BC5324	
1-18	23,75 x 25,00 x 26,25 mm	700 g	BC5325	

Affûteur pour perce bouchons



- zinc moulé
- pour set 1-18
- longueur 180 mm

poids	référence	Prix HT
230 g	BC5341	

Couteau pour bouchon



- manche en plastique
- longueur 180 mm

poids	référence	Prix HT
20 g	BC5350	