

Mortier
en acier inox



- bol et pointe de pilon en acier inoxydable 1.4305
- pieds antidérapants

capacité	Ø intérieur	Ø extérieur	hauteur	poids	référence	Prix HT
165 ml	Ø 90 mm	Ø 100 mm	60 mm	670 g	BC5400	
330 ml	Ø 125 mm	Ø 135 mm	80 mm	1050 g	BC5401	
450 ml	Ø 150 mm	Ø 160 mm	90 mm	1900 g	BC5402	
1 litre	Ø 180 mm	Ø 190 mm	105 mm	2450 g	BC5403	