

Bec à alcool
en inox



- acier inox 18/10
- capacité 150 ml
- mèche réglable
- dimensions : Ø 85 x h 65 mm

bec à alcool	Prix HT
BC1870 Bec à alcool en inox	
BC1871 Mèche en coton 1 mètre	

Brûleurs à alcool



- capacité 100 ml
- en verre sodocalcique
- sans tubulure de remplissage
- avec coiffe adaptée par rodage
- modèle avec bobèche en aluminium et mèche
- dimensions : Ø 75 x 103 mm

brûleurs à alcool	Prix HT
GW2843 Brûleurs sans bobèche 1	
GW2844 Brûleurs avec bobèche 2	
Accessoires	
GW2845 Mèches pour brûleur, les 50	
GW2846 Bobèches pour brûleur, les 50	

Bec à alcool
en acier



- acier inoxydable
- mèche réglable
- bouchon de fermeture
- contenu: 60 ml

	bec à alcool
température	870°C
consommation	0,04 l/h
hauteur	50 mm
poids	75 g
bec à alcool	BC1670
mèche de rechange, 1 mètre	BC1671