

### Brûleur de sécurité avec robinet



- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- thermocouple
- robinet
- détecteur qui coupe l'alimentation en gaz instantanément en cas d'extinction de la flamme
- tête Ø 20 mm
- certifié DIN

gaz	hauteur	température	consommation	poind	Ø tuyeau	référence	Prix HT
naturel	160 mm	1520°C	110 l/h	375 g	Ø 13 mm	BC1340	
propane	160 mm	1550°C	65 l/h	375 g	Ø 13 mm	BC1341	

### Bec Meker multigaz valve en bas



- multigaz
- réglementation de l'air
- valve à pointeau vers le bas
- tête Ø 32 mm

gaz	hauteur	température	consommation	poind	Ø tuyeau	référence	Prix HT
multigaz	200 mm	1490°C	120 l/h	335 g	Ø 28 mm	BC1350	

### Bec Meker valve à pointeau



- multigaz
- réglementation de l'air
- valve à pointeau
- tête Ø 32 mm

gaz	hauteur	température	consommation	poind	Ø tuyeau	référence	Prix HT
naturel	200 mm	1500°C	120 l/h	335 g	Ø 28 mm	BC1360	
propane	200 mm	1350°C	75 l/h	335 g	Ø 28 mm	BC1361	

### Bec Bunsen micro pour cartouche



Cartouches de recharge

	Bec Bunsen micro
température	1640°C
consommation	0,1 l/h
hauteur	60 mm
Ø tête	15 mm
poids	145 g
Charge	1,00 kW
Brûleur de sécurité	BC1423
Cartouches de recharge	BC1430 les 6

- allumage piézo
- réglementation de l'air
- valve à pointeau
- T=1640°C

### Becs Bunsen avec robinet à levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- robinet à levier
- veilleuse

gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
naturel	155 mm	1500°C	110 l/h	245 g	<b>BC1480</b>	
propane	155 mm	1520°C	55 l/h	245 g	<b>BC1481</b>	
Certifié DIN DVGW-Rég.-No. NG-2211AN0133						
naturel	155 mm	1500°C	110 l/h	245 g	<b>BC1482</b>	
propane	155 mm	1520°C	55 l/h	245 g	<b>BC1483</b>	

### Becs Bunsen avec robinet d'arrêt à double levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- certifié DIN DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133
- réglementation de l'air
- robinet à double levier
- veilleuse

gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
naturel	155 mm	1500°C	110 l/h	220 g	<b>BC1490</b>	
propane	155 mm	1520°C	55 l/h	220 g	<b>BC1491</b>	

### Base de sécurité pour Bec Bunsen en caoutchouc



- pied en caoutchouc vissé sous le pied du brûleur
- stabilité optimisée

poids	référence	Prix HT
38 g	<b>BC1500</b>	

### Base lourde pour Bec Bunsen en acier



- pied en acier vissé sous le pied du brûleur
- poids supplémentaire pour une meilleure stabilité

poids	référence	Prix HT
200 g	<b>BC1501</b>	