

## Statifs en PP tige en acier chromé

**Kartell**

- base stable en polypropylène
- tige centrale ou latérale, suivant modèle
- statifs livrés avec 2 tiges en acier chromé Ø12 mm x 25 cm, visibles l'une sur l'autre, permettant d'obtenir deux hauteurs différentes, 25 ou 50 cm
- tige supplémentaire en option



| tige                       | base               | référence | Prix HT |
|----------------------------|--------------------|-----------|---------|
| centrale                   | 290 x 147 x h14 mm | VA1962    |         |
| latérale                   | 290 x 147 x h14 mm | VA1964    |         |
| <b>tige supplémentaire</b> |                    |           |         |
| Tige Ø 12 mm x 25 cm       |                    | VA1960    |         |

## Pince pour burette revêtement plastifié

**USBECK**



- zinc moulé
- plaqué au nickel
- revêtement plastifié
- capacité de serrage : 0 – 40 mm

| application     | poids | référence | Prix HT |
|-----------------|-------|-----------|---------|
| pour 1 burette  | 180 g | BC2841    |         |
| pour 2 burettes | 270 g | BC2842    |         |

## Pince pour burettes en alliage léger



- burettes solidement maintenues par des rouleaux de blocage en laiton
- pince en alliage léger peint, ressort de compression en acier
- pour tiges jusqu'à Ø 12 mm
- longueur 210 mm
- pour burettes Ø 0-20 mm

| référence                    | Prix HT |
|------------------------------|---------|
| OML410 Pince pour 2 burettes |         |

## Pincettes pour burettes en polypropylène

**Kartell**



- en polypropylène
- capacité 1 ou 2 burettes, suivant modèle
- caoutchouc pour le blocage des burettes
- les points de fixation ne couvrent pas la graduation, le ménisque reste visible sur toute la longueur de la burette
- ressort en acier inox.
- se fixent sur statif Ø 8 à 14 mm
- livrés avec une vis de fixation, sans statif

| Référence                    | Prix HT |
|------------------------------|---------|
| VA1940 Pince pour 1 burette  |         |
| VA1950 Pince pour 2 burettes |         |

## Pince pour burette support à rouleaux

**USBECK**



- aluminium moulé
- capacité de serrage: 0 – 20 mm

| application     | poids | référence | Prix HT |
|-----------------|-------|-----------|---------|
| pour 1 burette  | 140 g | BC2861    |         |
| pour 2 burettes | 230 g | BC2862    |         |