

Congélateurs professionnels
140 à 570 litres
à paniers ou plateaux

 -9 à -26°C

 **froid statique**

- **régulation électronique**
- **modèle sous-paillasse avec tiroirs et paniers**



- classe climatique 7 (norme de sécurité)
- plage de température réglable -9 à -26°C
- température ambiante +10°C à +35°C
- classe climatique 7
- fréquence/tension : 50 Hz/220-240 V
- affichage de température digital
- système de réfrigération statique
- dégivrage manuel
- porte pleine en acier
- matériau de l'habillage/couleur en acier blanc
- matériau de la cuve intérieur en ABS alimentaire blanc
- affichage d la température digital
- alarme de température optique et sonore
- pour les grand modèles mise en réseau SmartModule, installation ultérieur possible
- pour les grands modèles interface WLAN/LAN en option
- porte à fermeture automatique
- poignée aluminium
- ouverture de porte à droite réversible
- serrure mécanique

	1 GGU 1500 X	2 FFFSG 4001 X	3 FFFSG 5501 X	4 FFFSG 6501 X
volume brute	143 litres	316 litres	499 litres	573 litres
volume utile	133 litres	237 litres	289 litres	332 litres
réfrigérant	R600a	R290	R290	R290
niveau sonore	60 db(A)	49 db(A)	49 db(A)	49 db(A)
puissance	0,6 A	2,0 A	2,0 A	2,0 A
consommation électrique en 365 jours	250 kWh/an	976 kWh/an	1234 kWh/an	1170 kWh/an
régulation électronique	affichage LED à 7 segments avec touches	écran monochrome, boutons tactiles	écran monochrome, boutons tactiles	écran monochrome, boutons tactiles
dégagement de chaleur	330 kJ/h	613 kJ/h	713 kJ/h	813 kJ/h
hauteur des pieds	-	-	115 à 180 mm	115 à 180 mm
type de clayettes	plaques d'évaporation fixes	grille plastifié	grille plastifié	grille plastifié
corbeils	nombre de corbeilles			
	nombre max. de corbeilles			
tiroirs	3	-	-	-
surface de rangement	4	-	-	-
résistance tablettes de rangement	24 kg	45 kg	60 kg	60 kg
hateur de compartiment en mm	3 x 150,1 x 170 mm	-	-	-
dimensions intérieures (lxpxh)	474 x 443 x h676 mm	400 x 408 x h1588 mm	580 x 523 x h1388 mm	580 x 523 x h1609 mm
dimensions externes (lxpxh)	600 x 615 x h830 mm	597 x 654 x h1884 mm	747 x 769 x h1818 mm	747 x 769 x h2018 mm
poids brut / net	41 kg / 39 kg	81 kg / 75 kg	107 kg / 99 kg	118 kg / 109 kg
Congélateurs -9 à -26°C	RR2550	RR2560	RR2570	RR2580
accessoires				
Tiroir blanc - dim. utiles (lxpxh) 465x437x137 mm	RR8099			
Panier court plastifié blanc	RR8100		RR8105	RR8105
Panier plastifié blanc	RR8101		RR8106	RR8106
Rails rouleaux Ø 30 mm unidirectionnels	RR8090			
Cadre de superposition en blanc	RR8091			
Grille en acier plastifié blanc		RR8103	RR8102	RR8102
Grille de sol en acier plastifié blanc		RR8104	RR8093	RR8093
Jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm		RR8095	RR8095	RR8095
Jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 100 mm		RR8107	RR8107	RR8107
Kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm		RR3406	RR3406	RR3406
Kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 90 à 120 mm		RR8096	RR8096	RR8096
Kit de jonction blanc pour installation side by side		RR8097	RR8098	RR8097