

Congélateur coffre -86°C format compact



- congélateur compact, facile à déplacer, espace intérieur optimisé
- gamme de température -60°C à -86°C
- intérieur en acier blanc prélaqué, extérieur en acier prélaqué galvanisé
- alarmes sonores et visuelles : température haute / basse
- contact sec pour alarme à distance
- batterie de série 48 h
- sonde de température Pt1000
- réfrigérant Nature R sans HCF, respectueux de l'environnement
- dégivrage manuel
- porte avec serrure
- racks pour boîtes cryogéniques en option
- nombre de racks maximum 5



1



2



3

réf. Nordic Lab

1 ULT C75

ULT C200

2 ULT C300

3 ULT C400

volume brut :	74 litres	198 litres	296 litres	383 litres
volume utile	71 litres	189 litres	284 litres	368 litres
dim. internes (lxpxh)	387 x 387 x h465 mm	755 x 440 x h635 mm	1100 x 440 x h635 mm	1392 x 440 x h635
roulettes	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes
couvercles intérieurs	1 couvercle	3 couvercles	3 couvercles	4 couvercles
niveau sonore	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)
dim. externes (lxpxh)	555 x 580 x h870 mm*	923 x 630 x h885 mm*	1265 x 630 x h885 mm*	1562 x 630 x h885 mm*
poids total à vide	45 kg	69 kg	76 kg	80 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
consommation	5 kWh / 24 h	5,3 kWh / 24 h	8 kWh / 24 h	9 kWh / 24 h
passage de câble	2 passages Ø20 mm	1 passage Ø12 mm	1 passage Ø12 mm	1 passage Ø12 mm
Congélateurs -86°C	NC1130	NC1131	NC1132	NC1133

racks pour boîtes cryogéniques

hauteur	racks pour :		racks pour :		racks pour :		racks pour :	
50 mm	NC3106	40 boîtes	NC3100	18 boîtes	NC3100	18 boîtes	NC3100	18 boîtes
			NC3101	99 boîtes	NC3101	198 boîtes	NC3101	264 boîtes
75 mm	NC3107	25 boîtes	NC3102	12 boîtes	NC3102	12 boîtes	NC3102	12 boîtes
			NC3103	72 boîtes	NC3103	144 boîtes	NC3103	192 boîtes
100 mm	NC3108	20 boîtes	NC3104	9 boîtes	NC3104	9 boîtes	NC3104	9 boîtes
			NC3105	45 boîtes	NC3105	90 boîtes	NC3105	120 boîtes