

Congélateurs de laboratoire
avec réfrigération par air pulsé
Performance

 Air pulsé

 -35°C

 LED

► SmartMonitoring vous avertit en temps réel des fluctuations de température



- réfrigérant R 290
- niveau sonore 60 dB(A)
- système de réfrigération dynamique
- dégivrage automatique
- matériau de l'habillage en acier blanc
- cuve intérieure en acier chrome-nickel
- régulation électronique écran monochrome, boutons tactiles
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant : lorsque le courant revient* contact sans potentiel
- mise en réseau SmartModule (installation ultérieure possible)
- Interface de connexion WLAN/LAN (en option)
- passage de câble Ø12 mm
- serrure mécanique

réf. LIEBHERR	SFPvg 6501	SFPvg 8401	SFPvg 1402
volume brut :	614 litres	871 litres	1391 litres
volume utile	480 litres	702 litres	1091 litres
porte	pleine	pleine	pleine
plage de température réglable	-9°C à -30°C	-9°C à -30°C	-9°C à -30°C
gradient / fluctuation max.	5,2°C / 4,8°C	5,2°C / 4,5°C	2,9°C / 4,9°C
température ambiante	+10°C à +35°C	+10°C à +35°C	+10°C à +35°C
consommation électrique en 365 jours	774 kWh	870 kWh	1162 kWh
dégagement de chaleur	975 kJ/h	1110 kJ/h	1420 kJ/h
alimentation	50/60 Hz / 230 V	50/60 Hz / 230 V	50/60 Hz / 230 V
éclairage intérieur	éclairage plafonnier LED	éclairage plafonnier LED	éclairage plafonnier LED
tablettes de rangements réglables	4	4	8
type de clayettes	grilles plastifiées	grilles plastifiées	grilles plastifiées
surface de rangement utile (l x p)	480 x p638 mm	570 x p788 mm	480 x p638 mm
résistance tablettes d rangement	60 kg	60 kg	60 kg
roulettes	roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière		5 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
poignée barre verticale	poignée encastrée	poignée encastrée	poignée encastrée
matériau de la porte	acier	acier	acier
ouverture de la porte	à droite, réversible	à droite, réversible	gauche et à droite (fixes)
dim. intérieurs (l x p x h)	489 x 638 x h1470 mm	579 x 788 x h1470 mm	1210 x 638 x h1470 mm
dim. extérieurs (l x p x h)	697 x 867 x h2135 mm	787 x 1017 x h2135 mm	1427 x 867 x h2135 mm
poids brut / net	131 / 113 kg	166 / 149 kg	225 / 200 kg
congélateurs	RR6504	RR8404	RR1406
accessoires / services			
glissière inox gauche en "U"	RR8000	RR8003	RR8000
glissière inox droite en "U"	RR8001	RR8004	RR8001
grille en acier plastifié gris	RR2608	RR2614	RR2608
kit pédales d'ouverture de porte	-	-	RR8008
pédale d'ouverture de porte	RR8007	RR8007	-
passage de cuve latérale Ø 38 mm	RR0000		