

# Congélateur de laboratoire avec réfrigération statique Performance

► **SmartMonitoring** vous avertit en temps réel des fluctuations de température

► **DoorLock**

- réfrigérant R 290
- niveau sonore 49 dB(A)
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- système de refroidissement / Dégivrage, statique / manuel
- matériau de l'habillage/couleur acier blanc
- régulation électronique écran monochrome avec boutons tactiles
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant lorsque le courant revient
- contact sans potentiel
- type de mise en réseau SmartModule
- solution de mise en réseau installation ultérieure possible
- interface de connexion WLAN/LAN (option)
- passage de capteurs 1 x Ø 10 mm
- serrure mécanique
- ouverture de la porte à droite réversible



réf. LIEBHERR	SFFsg 5501-740	SFFsg 5501	SFFsg 4001-740	SFFsg 4001
<b>volume brut :</b>	<b>499 litres</b>	<b>499 litres</b>	<b>316 litres</b>	<b>316 litres</b>
<b>volume utile</b>	<b>394 litres</b>	<b>394 litres</b>	<b>190 litres</b>	<b>242 litres</b>
<b>porte</b>	<b>pleine</b>	<b>pleine</b>	<b>pleine</b>	<b>pleine</b>
<b>plage de température réglable</b>	<b>-9°C à -30°C</b>	<b>-9°C à -30°C</b>	<b>-9°C à -30°C</b>	<b>-9°C à -30°C</b>
<b>gradient / fluctuation max.</b>	6,0°C / 2,9°C	6,0°C / 2,9°C	5,2°C / 2,4°C	5,7°C / 2,5°C
<b>température ambiante</b>	+10°C à +35°C	+10°C à +35°C	+10°C à +35°C	+10°C à +35°C
<b>consommation électrique en 365 jours</b>	516 kWh	466 kWh	385 kWh	-
<b>dégagement de chaleur</b>	713 kJ/h	-	529 kJ/h	-
<b>matériau de la cuve</b>	ABS alimentaire blanc	PS blanc	ABS alimentaire blanc	PS blanc
<b>type de clayettes</b>	Grilles plastifiées	Grilles plastifiées	Grilles plastifiées	Grilles plastifiées
<b>surface de rangement utile (l x p)</b>	580 x p523 mm	580 x p523 mm	400 x p408 mm	400 x p408 mm
<b>résistance tablettes de rangement</b>	60 kg	60 kg	45 kg	45 kg
<b>Charge totale maximale</b>	300 kg	300 kg	270 kg	270 kg
<b>nombre de tiroirs</b>	8	-	6	-
<b>nombre de corbeilles</b>	2	-	-	-
<b>compartiments de congélateur</b>	-	5	-	-
<b>tablettes de rangement réglables</b>	4	4	5	5
<b>poignée barre antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture</b>	oui	oui	oui	oui
<b>dim. intérieurs (lpxh)</b>	588 x 523 x h1388 mm	588 x 523 x h1388 mm	403 x 408 x h1588 mm	403 x 408 x 1588 mm
<b>dim. extérieurs (lpxh)</b>	747 x 769 x h1684 mm	747 x 769 x h1684 mm	597 x 654 x h1884 mm	597 x 654 x h1884 mm
<b>poids brut / net</b>	96 / 89 kg	93 / 80 kg	88 / 77 kg	82 / 77 kg
<b>congélateurs</b>	<b>RR5560</b>	<b>RR5570</b>	<b>RR5660</b>	<b>RR5670</b>
<b>accessoires / services</b>				
<b>tablette en verre (lpx)</b>	RR3495	RR3495	RR3499	RR3499
<b>jeu de 4 roulettes (2 avec freins) Ø 80 mm - haut. totale 105 mm</b>	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010
<b>jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 100 mm</b>	RR8107	RR8107	RR8107	RR8107
<b>kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 90 à 120 mm</b>	RR8096	RR8096	RR8096	RR8096
<b>kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm</b>	RR3406	RR3406	RR3406	RR3406
<b>grille de sol en acier plastifié blanc</b>	-	-	RR8104	RR8104
<b>panier plastifié blanc - dim. utiles (lpxh) 300 x 544 x 170 mm</b>	RR8106	RR8106	-	-
<b>panier court plastifié blanc - dim. utiles (lpxh) 300 x 371 x 223 mm</b>	RR8105	RR8105	-	-
<b>tiroir transparent</b>	RR9825	RR9825	RR9823	RR9823
<b>tiroir court transparent - dim. utiles (lpxh) 389 x 189 x 154 mm</b>	-	-	RR9844	RR9844
<b>kit de jonction blanc pour installation side by side</b>	RR8098	RR8098	RR8098	RR8098
<b>Smart Module</b>	RR5269	RR5269	RR5269	RR5269
<b>passage de cuve latérale diamètre 38mm pour sondes</b>			RR0000	