

Portoir de sacs
BagRack Slide, 12 sacs de 400 ml

- ▶ idéal pour la recherche de pathogènes
- ▶ rangement rapide, hygiénique, méthodique
- ▶ coulissement par le côté



capacité	12 sacs de 400 ml
poids net	1,06 kg
dimension (l x p x h)	37 x 23 x 24 cm
poids brut	1,60 kg
Portoir	CN1050

- disponible pour sacs 400 ml (capacité de 12 sacs)
 - autoclavable et empilable
 - en acier inox
- Applications**
- agroalimentaire, environnement, pharmaceutique, instituts publics

Portoir ouvre-sac
BagOpen

- ▶ socle stable et solide



- 3 tailles disponibles pour sacs de 80/100 ml, 400 ml, 2000/3500 ml
- température max 65°C

capacité	80/100 ml	400 ml	2000/3500 ml
poids net	0,20 kg	0,40 kg	2 kg
emballage (l x p x h)	23 x 12 x 5 cm	26 x 16 x 6 cm	50 x 40 x 40 cm
poids net	0,20 kg	0,50 kg	2,10 kg
Portoir	CN1061	CN1051	CN1071

Portoir de sacs
BagRack

- ▶ rangement propre et méthodique

- disponible pour sacs de : 80 mL / 100 mL / 400 mL / 2000 mL / 3500 mL
- autoclavable et empilable
- en acier inox

Applications

- agroalimentaire, environnement, pharmaceutique, instituts publics



capacité	11 sacs de 80-100 ml	10 sacs de 400 ml	4 sacs de 2 /3,5 l	2 sacs de 2 /3,5 l
poids net	0,67 kg	1,01 kg	2,53kg	1,11kg
dimension (l x p x h)	28,5 x 14 x 16,5 cm	37 x 22 x 21 cm	45 x 39 x 39 cm	37 x 23 x 22 cm
poids brut	0,70 kg	1,37 kg	3,44 kg	1,54 kg
Portoir	CN1062	CN1052	CN1072	CN1082