

Sac sans filtre transparent
BagLight® PolySilk®

► un seul sac pour toute l'analyses : prélever,
malaxer, pipeter



- sac sans filtre pour malaxeur
- en PolySilk, un complexe polyoléfine
- résistant de -40 à 80°C
- durée de conservation de 10 ans
- ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM

BagLight® PolySilk®

capacité	100 ml	400 ml	400 ml	2000 ml	3500 ml
volume pour le malaxage	5-50 ml	50-300 ml	50 - 300 ml	400-1500 ml	400-3750 ml
dimensions	110 x 200 mm	175 x 300 mm	190 x 300 mm	250 x 380 mm	380 x 560 mm
stérile	oui				
pochette de	25	25	50	25	25
sac sans filtre	CN1710 les 500	CN1711 les 500	CN1712 les 500	CN1713 les 500	CN1714 les 250

Sac sans filtre résistant
BagLight® MultiLayer®

► conçu pour la préparation d'échantillons
durs ou les malaxages longs



- sac sans filtre pour malaxeur
- multicouches et soudures renforcées
- résistant de -40 à 80°C
- durée de conservation de 10 ans
- ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (

BagLight® MultiLayer®

capacité	400 ml
volume pour le malaxage	50-300 ml
dimensions	190 x 300 mm
stérile	oui
pochette de	25
sac sans filtre	CN1720 les 500

			volume du sac-filtre			
référence	produits	modèle	100 ml	400 ml	2000 ml	3500 ml
dilueurs gravimétriques						
NY1000	DiluFlow®	-	●	●		
NY1100	DiluFlow® Pro	-	●	●	●	●
NY1210	DiluFlow® Elite 5 kg	-	●	●	●	●
NY1200	DiluFlow® Elite 1 kg	-	●	●		
malaxeurs de laboratoire						
CN2100	MiniMix® 100 P CC	100	●			
CN2200	MiniMix® 100 W CC	100	●			
CN1100	BagMixer® 400 P	400		●		
CN1000	BagMixer® 400 W	400		●		
CN1300	BagMixer® 400 CC	400		●		
CN4000	BagMixer® S	400		●		
CN4100	BagMixer® SW	400		●		
CN3000	JumboMix® 3500 P CC	3500			●	●
CN3100	JumboMix® 3500 W CC	3500			●	●
CN3200	JumboMix® 3500 WarmMix® CC	3500			●	●
pompes péristaltiques						
NY4000	FlexiPump®	-	●	●	●	●
NY4100	FlexiPump® Pro	-	●	●	●	●
accessoires de laboratoire						
CN1050	BagRack® Slide	400		●		
CN1062	BagRack®	100	●			
CN1072		400		●		
CN1082		3500			●	●
CN1400	BagPipet®	-	●	●	●	●
CN1063	BagClip®	100	●			
CN1053		400		●		
CN1073		3500			●	●
CN1061	BagOpen®	100	●			
CN1051		400		●	●	
CN1071		3500				●
CN1410	BagSeal®	-	●	●	●	