

Micropipettes monocal Transferpette® Pro volume variable

- ▶ garantie 3 ans
- ▶ plage de volume monocal 12 tailles de 0,1 µl à 10 ml
- ▶ poignée réglable par l'utilisateur



User Adjustment
déterminez le réglage qui
vous convient



Poignée réglable



1



2



3

packs de micropipettes Transferpette®S à volume variable	référence	Prix HT
Kit de démarrage micro Transferpette®pro : 3 pipettes (2,5 µl, 10 µl, 100 µl) volume nominal, 3 x tipbox, 3 supports étagère	BD1050	
Kit de démarrage midi Transferpette®pro : 3 pipettes (20 µl, 200 µl, 1000 µl) volume nominal, 3 x tipbox, 3 supports étagère	BD1051	
Kit de démarrage macro Transferpette®pro : 3 pipettes (1000 µl, 5000 µl, 10000 µl) volume nominal, 3 supports étagère	BD1052	
Kit de démarrage standard Transferpette®pro : 3 pipettes (10 µl, 100 µl, 1000 µl) volume nominal, 3 x tipbox, 3 supports étagère	BD1053	

- protection du réglage du volume
- poignée fine et rotative
- utilisation pour droitiers et gauchers
- entièrement autoclavable à +121°C
- technique Easy Calibration : ajustage sans outils
- course courte : réduit le risque de troubles musculo-squelettiques
- cône universel compatible
- code-couleur par volume
- résistent aux rayons ultraviolets
- réglage temporaire grâce à la fonction User Adjustment
- livrées avec certificat de qualité, 1 support pour étagère, graisse de silicone



volume	exactitude	taille de pointe recommandée	Transferpette®Pro
micropipettes monocal à volume variable			
0,1 - 1 µl	±2,0% à 0,02 µl	0,1 - 20 µl	BD1030
0,1 - 2,5 µl	±1,4% à 0,035 µl	0,5 - 20 µl	BD1031
0,5 - 10 µl	±1% à 0,1 µl	0,5 - 20 µl	BD1032
2 - 20 µl	±0,8% à 0,16 µl	0,5 - 20 µl	BD1033*
5 - 50 µl	±0,8% à 0,4 µl	2 - 200 µl	BD1034
10 - 100 µl	±0,6% à 0,6 µl	2 - 200 µl	BD1035
20 - 200 µl	±0,6% à 1,2 µl	2 - 200 µl	BD1036
30 - 300 µl	±0,6% à 1,8 µl	5 - 300 µl	BD1037
100 - 1000 µl	±0,6% à 6 µl	50 - 1000 µl	BD1038
250 - 2500 µl	±0,6% à 30 µl	500 - 5000 µl	BD1039
500 - 5000 µl	±0,6% à 30 µl	500 - 5000 µl	BD1040
1000 - 10000 µl	±0,6% à 60 µl	1000 - 10000 µl	BD1041
accessoires			
support d'étagère supplémentaire, pour 1 micropipette			BD0006 1
support mural pour 1 micropipette			BD0007 2
portoir carrousel pour 6 micropipettes			BD0003 3

*pipette 2 à 20 µl avec des embouts de pipette gris ou jaunes. Les embouts gris réduisent le volume mort et donc l'influence potentielle sur la précision

Micropipettes multicanaux Transferpette® Pro volume variable

- ▶ plage de volume multicanal 6 tailles de 0,5 µl à 1250 µl
- ▶ poignée réglable par l'utilisateur



User Adjustment
déterminez le réglage qui
vous convient



Poignée réglable

- protection du réglage du volume
- poignée fine et rotative
- utilisation pour droitiers et gauchers
- entièrement autoclavable à +121°C
- technique Easy Calibration : ajustage sans outils
- course courte : réduit le risque de troubles musculo-squelettiques
- cône universel compatible
- code-couleur par volume
- résistent aux rayons ultraviolets
- réglage temporaire grâce à la fonction User Adjustment
- livrées avec certificat de qualité, 2 TipBox avec des pointes de pipette BRAND, 1 support pour étagère, 1 réservoir à réactif, 1 clé de montage, 1 jeu de joints d'étanchéité et graisse de silicone



1



2

volume	exactitude	taille de pointe recommandée	Transferpette® Pro
micropipettes 8 canaux à volume variable 1			
0,5 - 10 µl	±1,6% à 0,16 µl	0,5 - 20 µl	BD1060
5 - 50 µl	±0,8% à 0,4 µl	2 - 200 µl	BD1061
10 - 100 µl	±0,8% à 0,8 µl	2 - 200 µl	BD1062
20 - 200 µl	±0,8% à 1,6 µl	2 - 200 µl	BD1063
30 - 300 µl	±0,8% à 2,4 µl	5 - 300 µl	BD1064
50 - 1250 µl	±1% à 12,5 µl	50 - 1250 µl	BD1065
micropipettes 12 canaux à volume variable 2			
0,5 - 10 µl	±1,6% à 0,16 µl	0,5 - 20 µl	BD1070
5 - 50 µl	±0,8% à 0,4 µl	2 - 200 µl	BD1071
10 - 100 µl	±0,8% à 0,8 µl	2 - 200 µl	BD1072
20 - 200 µl	±0,8% à 1,6 µl	2 - 200 µl	BD1073
30 - 300 µl	±0,8% à 2,4 µl	5 - 300 µl	BD1074
50 - 1250 µl	±1% à 12,5 µl	50 - 1250 µl	BD1075
accessoires			
support d'étagère supplémentaire, pour 1 micropipette			BD0006 3
support mural pour 1 micropipette			BD0007 4
portoir carrousel pour 6 micropipettes			BD0003 5



3



4



5