

Socle duo en acier



- en acier revêtu de poudre
- 10 mm d'épaisseur
- boulon d'articulation M6
- pour 2 tiges d'un Ø de 16 mm max
- pieds antidérapants et ajustable

longueur	poids	référence	Prix HT
150 mm	1500 g	BC2040	
185 mm	1850 g	BC2041	

Etau de table pour tiges



- aluminium revêtu de poudre
- pour tiges d'un Ø de 13 mm
- pour surfaces de table jusqu'à 60 mm
- boulons d'articulation

poids	référence	Prix HT
340 g	BC2050	

Grand étau de table



- aluminium revêtu de poudre
- pour tiges rond et carré de Ø 26 mm max
- pour surfaces de table jusqu'à 55 mm

poids	référence	Prix HT
570 g	BC2051	

Pincés pour bord de table



- aluminium revêtu de poudre pour bouteilles de gaz jusqu'à Ø 230 mm
- sangle de fixation avec fermeture rapide
- trou transversal 6,5 mm pour fixation au mur
- pour surfaces de table jusqu'à 65 mm

poids	référence	Prix HT
720 g	BC2070	
accessoires		
sangle de rechange, 50 g	BC2071	