

Tiges de rallonge en acier inoxydable



- acier inoxydable
- 1 filetage intérieur et extérieur
- Ø 12 mm
- surface 10 mm

longueur	poids	référence	Prix HT
250 mm	200 g	BC2159	
500 mm	380 g	BC2161	
750 mm	640 g	BC2163	

Noix de montage en zinc moulé



- zinc moulé
- pour tiges jusqu'à Ø 16 mm

surface	matériau de la vis	poids	référence	Prix HT
revêtu de poudre	acier nickelé	110 g	BC2201	
revêtu de poudre	Laiton nickelé	111 g	BC2202	
sans revêtement	Acier nickelé	110 g	BC2203	
nickelé	Laiton nickelé	111 g	BC2204	

Noix de montage en acier inoxydable



- acier inoxydable
- poli électrolytique
- pour tiges jusqu'à Ø 16 mm

matériau de la vis	poids	référence	Prix HT
vis en T, acier inoxydable	119 g	BC2205	

Noix de montage avec angle variable



- zinc moulé
- pour tiges jusqu'à Ø 16 mm
- vis en laiton nickelé

surface	poids	référence	Prix HT
revêtu de poudre	180 g	BC2223	
nickelé	180 g	BC2224	