

Noix de montage à douille



- zinc moulé
- pour tiges jusqu'à Ø 16 mm
- vis en laiton nickelé
- alésage Ø 10 mm

surface	poids	référence	Prix HT
revêtu de poudre	80 g	BC1690	
nickelé	80 g	BC1691	

Noix de montage à crochet suspendu



- zinc moulé
- pour tiges jusqu'à Ø 16 mm
- vis en laiton nickelé

surface	poids	référence	Prix HT
revêtu de poudre	92 g	BC1695	
nickelé	92 g	BC1696	

Noix de montage multi-configuration



- zinc moulé revêtu de poudre
- pour tiges jusqu'à Ø 20 mm
- 4 possibilités de serrer: parallèle et à angle droit

vis	poids	référence	Prix HT
vis en laiton, nickelé	130 g	BC2330	

Noix de montage forme globe



- zinc moulé
- diamètre du globe 35 mm
- pour tiges Ø jusqu'à 13 mm
- avec vis articulées nickelées

surface	poids	référence	Prix HT
revêtu de poudre	100 g	BC2360	
sans revêtement	100 g	BC2362	
nickelé	100 g	BC2363	