

Noix de montage en aluminium



- en aluminium
- revêtu de poudre
- pour tiges jusqu'à Ø 13 mm
- vis en laiton nickelé

vis	poids	référence	Prix HT
vis violon	100 g	BC1700	
vis en T	90 g	BC1701	

Noix de montage universelle



- en aluminium
- revêtu de poudre
- pour tiges jusqu'à Ø 13 mm
- vis en laiton nickelé
- permet de maintenir les tiges de trépied à angle droit et parallèles, ainsi que de serrer une plaque

vis	poids	référence	Prix HT
vis violon	105 g	BC2420	
vis en T	135 g	BC2421	

Noix de montage à crochet en acier inoxydable



- en acier inoxydable
- pour tiges jusqu'à Ø 13 mm

matériau	poids	référence	Prix HT
acier inoxydable	75 g	BC1710	

Noix de montage à crochet



- pour tiges jusqu'à Ø 13 mm
- vis en laiton nickelé

matériau du manchon	poids	référence	Prix HT
acier, nickelé	75 g	BC1720	
acier, revêtu de poudre	75 g	BC1721	