

Pinces à mâchoires universelles



- zinc moulé
- doigts: revêtement liège
- capacité: 0-80 mm
- tige Ø 10 mm
- longueur totale: 235 mm

| surface | poids | référence | Prix HT |
|------------------|-------|-----------|---------|
| revêtu de poudre | 180 g | BC2500 | |
| sans revêtement | 180 g | BC2502 | |
| nickelé | 240 g | BC2503 | |

Pinces à mâchoires universelles en acier inox



- acier inoxydable
- poli électrolytique
- vis inox
- capacité : 0-80 m
- tige Ø 10 mm

| matériau | poids | référence | Prix HT |
|------------------|-------|-----------|---------|
| acier inoxydable | 265 g | BC2505 | |

Pinces à mâchoires universelles orientables



- zinc moulé
- doigts: revêtement liège
- capacité: 0-80 mm
- tige Ø 10 mm
- angle de pivotement à 180 °
- longueur totale: 280 mm

| longueur total | poids | référence | Prix HT |
|----------------|-------|-----------|---------|
| 280 mm | 190 g | BC2508 | |

Pinces avec revêtement plastifié



- revêtement plastifié
- tige: Ø 10 mm

| capacité | poids | référence | Prix HT |
|---|-------|-----------|---------|
| 1 pince en zinc moulé revêtu de poudre | | | |
| 10-25 mm | 180 g | BC2510 | |
| 13-40 mm | 180 g | BC2520 | |
| 26-60 mm | 240 g | BC2530 | |
| 2 pince en zinc moulé nickelé | | | |
| 10-25 mm | 170 g | BC2514 | |
| 13-40 mm | 180 g | BC2524 | |
| 26-60 mm | 220 g | BC2534 | |